

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-koszem-na-odpady-p-1988.html>

## Stolik oddziałowy z koszem na odpady



|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 420,00 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>2 240,74 zł</b>                    |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                    |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-C-04-66</b>                |
| Kod producenta   | <b>C-04-B3P-66-ST-K5-WSTW2.01.ST.</b> |

### Opis produktu

Przedstawiamy Państwu niezwykle funkcjonalny stolik oddziałowy z koszem na odpady, który spełni wszelkie oczekiwania w zakresie organizacji i porządku w miejscach pracy. Jego solidna konstrukcja oraz innowacyjne rozwiązania sprawiają, że jest to niezbędne wyposażenie dla każdego profesjonalnego środowiska.

Stolik ten został starannie zaprojektowany, z dbałością o detale i ergonomię. Na jego górnym blacie o wymiarach 705x415x20 mm znajduje się dużo miejsca do pracy, co pozwala na swobodne ustawienie niezbędnych narzędzi i materiałów. Wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat posiada podniesiony rant, który chroni przed przypadkowym zsunięciem się przedmiotów.

Stolik wyposażono w trzy półki o wymiarach 655x415x20 mm, zapewniając dodatkową przestrzeń do przechowywania i organizacji niezbędnych przedmiotów. Powierzchnie użytkowe półek, o wymiarach 652x412x17 mm, są idealnie dostosowane do przechowywania narzędzi, dokumentów i innych niezbędnych akcesoriów. Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek sprawia, że można dostosować je do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Stelaż tego stolika jest wykonany z aluminium i stali stalowej lakierowanej proszkowo na biało, co nadaje mu nie tylko nowoczesny wygląd, ale także solidność i trwałość. Wewnętrzna strona stelaża posiada kanały montażowe, które umożliwiają łatwą instalację wyposażenia dodatkowego za pomocą elementów złącznych, eliminując konieczność wykonywania otworów. Dodatkowo, stelaż jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę. Uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowią integralną część konstrukcji, zapewniając wygodę i mobilność podczas przemieszczania stolika.

Jako dopełnienie funkcjonalności tego mebla, dołączono stalowy stelaż do worka na odpady, który również został lakierowany proszkowo na biało. Z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym, stelaż ten harmonijnie komponuje się z całością stolika. Dzięki niemu, utrzymanie czystości w miejscu pracy staje się prostsze i bardziej efektywne.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 950x430x880 mm, z kolei powierzchnie blatu górnego mają wymiary 705x415x20 mm, a półek - 655x415x20 mm. Dzięki takiemu rozmiarowi, stolik oddziałowy oferuje wystarczającą powierzchnię roboczą, jednocześnie zajmując niewiele miejsca.

Stolik oddziałowy z koszem na odpady jest idealnym rozwiązaniem dla każdego środowiska pracy, gdzie organizacja, porządek i efektywność są kluczowe. Jego solidna konstrukcja, regulowana wysokość półek, mobilność oraz możliwość przechowywania odpadów sprawiają, że jest to niezbędne wyposażenie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie funkcjonalność i estetykę w jednym.

---

**Stolik oddziałowy z koszem na odpady, dane techniczne:**

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**