

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-kwasowki-p-1983.html>

Stolik oddziałowy z kwasówki



Cena brutto	2 163,00 zł
Cena netto	2 002,78 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-03-A-KO
Kod producenta	C-03-B2P-66-KO-K5

Opis produktu

Zapraszamy do odkrycia doskonałego rozwiązania dla placówek medycznych - Stolika Oddziałowego z kwasówki; 1xBlat 705x415x20mm oraz 2xPółka 655x415x20mm. Nasz produkt to gwarancja wyjątkowej jakości, funkcjonalności i trwałości, co sprawia, że zyskuje wysoką ocenę wśród użytkowników.

Stolik oddziałowy został zbudowany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko elegancki wygląd, ale również odporność na warunki środowiskowe panujące w placówkach medycznych. Stelaż wyposażony został w solidne koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanej obudowie stalowej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i łatwość manewrowania stolikiem w różnych przestrzeniach.

Innowacyjny design stolika obejmuje uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm, które stanowią integralną część konstrukcji. To ergonomiczne rozwiązanie ułatwia obsługę stolika, sprawiając, że jest on nie tylko funkcjonalny, ale także łatwy w obsłudze.

Blat oraz półka posiadają podniesiony rant, co zabezpiecza przed ewentualnymi przypadkowymi przemieszczeniami narzędzi medycznych. Montaż na stałe do stelaża zapewnia solidność i trwałość w codziennym użytkowaniu. Wymiary całkowite stolika wynoszą 770x430x880 mm, a wymiary blatu górnego to 705x415x20 mm, co czyni nasz produkt idealnym wyborem do różnorodnych zastosowań w środowisku medycznym.

Nie pozostawiaj sprawy wyboru mebli medycznych przypadkowi - postaw na nasz Stolik Oddziałowy z kwasówki i ciesz się niezawodnością, trwałością oraz funkcjonalnością, która zyskuje uznanie wśród użytkowników na całym świecie.

Stolik oddziałowy z kwasówki, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**