

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-polką-koszową-p-2094.html>



## Stolik oddziałowy z półką koszową

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 350,00 zł</b>                   |
| Cena netto       | <b>3 101,85 zł</b>                   |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-MB-3-H-05</b>             |
| Kod producenta   | <b>H-03-BTK(90)-ABS3-0000-K6.3-W</b> |

### Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiamy Stolik Oddziałowy z Półką Koszową, doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych, które cechuje funkcjonalność, trwałość i estetyka. Nasz stolik został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wygody personelu oraz optymalnej organizacji przestrzeni.

Konstrukcja stolika oparta jest na solidnym stelażu wykonanym z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, co gwarantuje nie tylko wytrzymałość, ale również estetyczny wygląd. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz łatwą rozbudowę stolika w przyszłości, bez konieczności wiercenia otworów. Kanały montażowe są zaślepione maskownicą, zapobiegającą gromadzeniu się brudu.

Błat górny stolika wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze białym, z precyzyjnie wykonanym przegłębieniem o wysokości 6 mm, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Taca wyjmowana, wykonana ze stali kwasoodpornej, to idealne rozwiązanie dla przechowywania drobnych akcesoriów medycznych. Rama tacy, lakierowana proszkowo na kolor biały, zapewnia nie tylko trwałość, ale także estetyczny wygląd.

Półka koszowa, dostępna opcjonalnie w wersji stalowej lub ze stali kwasoodpornej, umożliwia przechowywanie większych przedmiotów, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do nich. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła z blokadą, sprawia, że stolik jest łatwy w przemieszczaniu i stabilny podczas użytkowania.

Dodatkowe elementy, takie jak stelaż na odpady, koszyk na akcesoria czy kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pozwalają dostosować stolik do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Wymiary stolika bez dodatkowego wyposażenia to 835x455x880 mm, z wysokością od podłoża do blatu wynoszącą 800 mm. Dzięki takiemu rozmiarowi stolik doskonale wpasowuje się w przestrzeń każdego oddziału medycznego, zapewniając efektywną organizację pracy.

Zapewniamy również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co pozwala dopasować stolik do wystroju każdego pomieszczenia.

Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnemu wykonaniu nasz Stolik Oddziałowy z Półką Koszową to nie tylko praktyczne, ale także eleganckie rozwiązanie dla każdej placówki medycznej.

#### **Stolik oddziałowy z półką koszową, dane techniczne;**

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10

- 
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
  - Wymiary powierzchni użytkowej tacy wyjmowanej [mm]: 610x360x20
  - Wymiary półki koszowej [mm]: 655x405x90 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
  - Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki

\* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolorystyka RAL:** nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary