

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-szuflada-p-2760.html>



Stolik oddziałowy z szufladą

Cena brutto	2 790,00 zł
Cena netto	2 583,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02/B (KO)
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-KO-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu stolik oddziałowy z szufladą, doskonały wybór dla profesjonalistów poszukujących funkcjonalnego i solidnego rozwiązania. Ten stolik został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygody i praktyczności w miejscu pracy.

Stolik posiada solidny blat o wymiarach 705x415x20 mm, wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Blat ten zapewnia nie tylko dużą powierzchnię roboczą, ale także doskonałą trwałość i odporność na uszkodzenia. Dodatkowo, blat wyposażony jest w praktyczną szufladę o wymiarach 655x385x155 mm, która umożliwia przechowywanie drobnych narzędzi i akcesoriów w zasięgu ręki.

Stolik wyposażony jest również w półkę o wymiarach 655x415x20 mm, idealną do przechowywania dodatkowych materiałów i przyborów. Półka ta posiada podniesiony rant, który zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów z powierzchni. Montaż półki do stelaża jest trwały i nieodwracalny, co gwarantuje stabilność i solidność konstrukcji.

Stelaż stolika został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co zapewnia wytrzymałość i odporność na korozję. Dodatkowo, stelaż wyposażony jest w cztery koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanej obudowie stalowej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, dzięki czemu stolik można łatwo i precyzyjnie ustawić w żądanej pozycji. Uchwyty na kołach wykonane z pręta o średnicy 8 mm stanowią zintegrowany element konstrukcji, ułatwiający prowadzenie i stabilność stolika podczas przemieszczania.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 770x480x880 mm, co zapewnia odpowiednio dużą powierzchnię roboczą. Wymiary blatu górnego to 705x415x20 mm, natomiast półki - 655x415x20 mm. Powierzchnia użytkowa półki ma wymiary 652x412x17 mm, a szuflady - 580x345x125 mm.

Stolik oddziałowy z szufladą to nie tylko praktyczne rozwiązanie dla profesjonalistów, ale także trwałe i solidne narzędzie pracy, które będzie służyć przez wiele lat. Dzięki wysokiej jakości materiałom i starannemu wykonaniu, ten stolik spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Stolik oddziałowy z szufladą, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x480x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm

-
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**