

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-wyjmowana-taca-p-2088.html>



Stolik oddziałowy z wyjmowaną tacą

Cena brutto	2 550,00 zł
Cena netto	2 361,11 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-MB-3-H-02

Opis produktu

Nasz Stolik Oddziałowy Medyczny zapewnia niezrównane wsparcie w codziennej pracy personelu medycznego, łącząc niezawodność z wygodą i funkcjonalnością. Jest to niezbędne narzędzie do organizacji narzędzi i materiałów w środowisku medycznym, pozwalając na optymalne wykorzystanie przestrzeni i ułatwiając płynność pracy.

Cechy Produktu:

Konstrukcja Solidna i Praktyczna: Stolik wykonany z profilu aluminiowego, pokrytego proszkowym lakierem na kolor biały, gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Stelaż wyposażony jest w uchwyt do prowadzenia, zapewniający stabilność i łatwość przemieszczania.

Regulowana Wysokość i Możliwość Rozbudowy: Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych, zapewniając elastyczność w użytkowaniu. Dodatkowo, konstrukcja umożliwia rozbudowę stolika w przyszłości, wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Praktyczne Wymiary i Wielofunkcyjność: Stolik wyposażony w wyjmowaną tacę o idealnych wymiarach 610x360x20mm, wykonaną ze stali kwasoodpornej, oraz główny blat o wymiarach 740x410x10mm z przegłębieniem o wysokości 6mm, zapewniający stabilną powierzchnię pracy.

Mobilność i Łatwość Manewrowania: Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą, zapewniają stabilność i możliwość swobodnego przemieszczania stolika po potrzebie.

Opcjonalne Wyposażenie Dodatkowe: Istnieje możliwość doposażenia stolika w różnorodne akcesoria, takie jak stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki, co czyni nasz stolik jeszcze bardziej funkcjonalnym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Specyfikacje Techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: 835x455x880mm
- Wysokość od podłoża do blatu: 800mm
- Wymiary blatu górnego: 740x410x10mm
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego: 640x385mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy wyjmowanej: 610x360x20mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Dostępność:

Stolik Oddziałowy Medyczny jest dostępny w kolorze białym, jednak istnieje możliwość wykonania elementów białych w

kolorze szarym, aby dopasować się do preferencji estetycznych użytkownika.

Zapewniamy, że nasz Stolik Oddziałowy Medyczny to nie tylko produkt, ale również inwestycja w wydajność i komfort pracy w środowisku medycznym. Jego solidna konstrukcja, funkcjonalność i elastyczność sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy personelu medycznego

Stolik oddziałowy z wyjmowaną tacą, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]:835x455x880
- Wymiary blatu górnego [mm]:740x410x10
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy wyjmowanej [mm]: 610x360x20 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- kółka o średnicy: 75 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor stelaża Ral TMBY: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary