

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-ze-stali-kwasoodpornej-p-1957.html>

Stolik oddziałowy ze stali kwasoodpornej



Cena brutto	2 560,00 zł
Cena netto	2 370,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-B2K-66-KO
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-KO-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu nasz wyjątkowy stolik oddziałowy ze stali kwasoodpornej, który nie tylko zapewnia niezrównaną trwałość, ale także imponuje swoim nowoczesnym designem. To doskonałe połączenie funkcjonalności, estetyki i wysokiej jakości wykonania.

Materiały najwyższej jakości: Stolik został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co gwarantuje nie tylko wyjątkową trwałość, ale również odporność na warunki środowiskowe. Jego solidna konstrukcja sprawia, że będzie to niezastąpione wyposażenie w różnych przestrzeniach.

Innowacyjny design: Stelaż stolika został wyposażony w solidne koła, umieszczone w ocynkowanej obudowie o średnicy 75 mm. Dwa z tych kół są dodatkowo wyposażone w blokadę, co zapewnia stabilność i łatwość przemieszczania mebla w dowolnym miejscu. Dodatkowo, uchwyty do prowadzenia z prętą o średnicy 8 mm stanowią integralną część konstrukcji, dodając nie tylko do funkcjonalności, ale również estetyki stolika.

Praktyczne rozwiązania: Błat stolika, o wymiarach 705x415x20 mm, charakteryzuje się podniesionym rantem, co sprawia, że idealnie nadaje się do różnych zastosowań. Montaż na stałe do stelaża gwarantuje nie tylko solidność, ale również bezpieczeństwo użytkowania.

Dodatkowe miejsce do przechowywania: Dwa pojemne półki koszowe o wymiarach 655x405x90 mm pozwalają na przechowywanie różnorodnych przedmiotów, co sprawia, że stolik jest nie tylko elegancki, ale również praktyczny.

Wymiary całkowite: Stolik oddziałowy ma wymiary 770x430x880 mm, co sprawia, że doskonale wpisuje się w różne przestrzenie, zapewniając zarówno funkcjonalność, jak i estetykę.

Wybierając nasz stolik ze stali kwasoodpornej, otrzymujecie Państwo nie tylko mebel najwyższej jakości, ale również wyrazisty element wystroju wnętrza. To doskonała propozycja dla tych, którzy cenią solidność, nowoczesny design i praktyczne rozwiązania.

Stolik oddziałowy ze stali kwasoodpornej, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**