

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-ze-stali-kwasoodpornej-oddzialy-szpitalne-p-1963.html>



Stolik oddziałowy ze stali kwasoodpornej - oddziały szpitalne

Cena brutto	2 746,00 zł
Cena netto	2 542,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-BPK-66-KO-W
Kod producenta	C-03-BPK(90)-66-KO-K5-WSTW2.01.KO

Opis produktu

Prezentujemy stolik oddziałowy ze stali kwasoodpornej jako doskonałe rozwiązanie dla wymagań oddziałów szpitalnych. Nasz produkt, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości, zapewnia nie tylko trwałość, ale również higienę, co jest kluczowe w środowisku medycznym.

Stolik ten został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i wygodzie personelu medycznego. Posiada on jeden blat o wymiarach 705x415x20 mm, idealny do przechowywania niezbędnych narzędzi i przyborów medycznych. Dodatkowo, wyposażony jest w jedną półkę o wymiarach 655x415x20 mm oraz półkę koszową o wymiarach 655x405x90 mm, zapewniając wystarczającą przestrzeń do organizacji i przechowywania różnorodnych przedmiotów.

Nasz stolik został starannie wykonany z uwzględnieniem szczegółów, które mają znaczenie w codziennej pracy personelu medycznego. Stelaż został wyposażony w koła o średnicy 75 mm, co zapewnia łatwe przemieszczanie się nawet przy obciążeniu. Dodatkowo, dwa z tych kół posiadają blokadę, zapewniając stabilność stolika w miejscu.

Warto również zaznaczyć, że nasz produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej higienie. Blat oraz półka zostały zamontowane na stałe do stelaża, co eliminuje potencjalne miejsca gromadzenia się brudu i bakterii. Pokrywa do stelaża na odpady wykonana z tworzywa ABS w kolorze szarym zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami.

Z uwzględnieniem wymiarów całkowitych 950x430x880 mm oraz precyzyjnych wymiarów blatu, półki i półki koszowej, nasz stolik oddziałowy ze stali kwasoodpornej stanowi nie tylko praktyczne, ale i estetyczne rozwiązanie dla każdego oddziału szpitalnego. Jego solidna konstrukcja i wysoka jakość materiałów gwarantują długotrwałe użytkowanie, co czyni go niezastąpionym elementem wyposażenia medycznego.

Stolik oddziałowy ze stali kwasoodpornej, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

