

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-ze-stali-kwasoodpornej-z-wyposazeniem-c-02d-ko-p-2779.html>



Stolik oddziałowy ze stali kwasoodpornej z wyposażeniem C-02/D (KO)

Cena brutto	3 302,00 zł
Cena netto	3 057,41 zł
Cena poprzednia	3 150,00 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02/D (KO) z wy
Kod producenta	C-02-S(1)K-66-KO-W

Opis produktu

Stolik oddziałowy, wielofunkcyjny idealnie się sprawdzi **w szpitalach, salach i gabinetach zabiegowych oraz hospicjach**. Służy między innymi do rozwożenia pacjentom leków, przewożeniu medykamentów oraz środków medycznych. **Wytrzymała konstrukcja** zapewnia wysoki komfort pracy. **Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Stolik wielofunkcyjny został wyposażony w **koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm**, w tym **dwa z blokadą**. **Błat montowany na stałe do stelaża**, z podniesionym rantem. Uchwyt do pojemnika na zużyte igły, pojemnik na rękawiczki ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Produkt jest sprzedawany z **8% VAT i produkowany w Polsce**.

Wyposażenie:

- 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm, szuflada:655x415x155mm)
- 1xpółka koszowa 655x410x90mm
- 2xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami
- 1xkosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej
- 1xpoj. na zużyte igły
- 1xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron
- 2xuchwyt do prowadzenia z prętą o średnicy 8 mm

Cechy produktu:

- sprawdzi **w szpitalach, salach i gabinetach zabiegowych oraz hospicjach**
- do rozwożenia pacjentom leków
- do przewożenia medykamentów oraz środków medycznych
- wytrzymały
- w całości ze stali kwasoodpornej
- koła w obudowie ocynkowanej, w tym 2 z blokadą
- blat ze stali kwasoodpornej, podniesiony rant
- uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze stali kwasoodpornej
- pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej
- sprzedawany z 8% VAT
- produkowany w Polsce

Dane techniczne:

- wymiary stolika bez wyposażenie opcjonalnego: 770x480x880 mm
- wymiary blatu: 705x415x20 mm
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- wymiary półki koszowej: 655x410x90 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**