

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-ze-stelazem-na-odpady-p-1984.html>

## Stolik oddziałowy ze stelażem na odpady



|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 204,00 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>2 040,74 zł</b>                        |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                        |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-C-03-66</b>                    |
| Kod producenta   | <b>C-03-B2P-66-ST-K5-WSTW2.01.ST.9003</b> |

### Opis produktu

Stolik oddziałowy ze stelażem na odpady jest praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem do zastosowania w różnych środowiskach, takich jak biura, laboratoria czy zakłady produkcyjne. Jego wykonanie zostało starannie zaprojektowane, aby zapewnić trwałość, wygodę użytkowania i łatwość konserwacji.

Stelaż stolika wykonany jest z aluminiowo-stalowego materiału, który został lakierowany proszkowo na biało, nadając mu elegancki wygląd i zwiększając jego odporność na zarysowania oraz uszkodzenia. Stelaż jest wyposażony w kanały montażowe po wewnętrznej stronie, co umożliwia dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu, użytkownik może dostosować stolik do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Stelaż jest również przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Jest to wygodne rozwiązanie, które zapewnia elastyczność i łatwość modyfikacji stolika w zależności od zmieniających się wymagań.

Stolik posiada koła o średnicy 75 mm, zamocowane w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z tych kół są wyposażone w blokadę, co pozwala na stabilne i bezpieczne pozycjonowanie stolika w wybranym miejscu. Dodatkowo, stolik jest wyposażony w uchwyty zintegrowane z konstrukcją, wykonane z pręta o średnicy 8 mm. Uchwyty te umożliwiają łatwe prowadzenie stolika, zapewniając dodatkową wygodę i stabilność w trakcie użytkowania.

Błat oraz półka stolika wykonane są ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Są one montowane na stałe do stelaża, co zapewnia trwałe połączenie i stabilność. Błat posiada podniesiony rant, który zapobiega przypadkowemu zsunięciu się przedmiotów z powierzchni stolika.

Stolik posiada również stelaż dedykowany do worka na odpady, wykonany z lakierowanej proszkowo stali. Jest on wyposażony w pokrywę z tworzywa ABS w kolorze białym, która zamyka worka na odpady, zapewniając estetyczny wygląd i eliminując nieprzyjemne zapachy.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 950x430x880 mm, a wymiary blatu górnego to 705x415x20 mm. Półka ma wymiary 655x415x20 mm, natomiast jej powierzchnia użytkowa ma wymiary 652x412x17 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Dzięki tym wymiarom stolik oferuje wystarczającą powierzchnię do pracy i przechowywania niezbędnych przedmiotów. Jest to solidne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewni wygodę i efektywność w codziennych zadaniach.

---

**Stolik oddziałowy ze stelażem na odpady, dane techniczne:**

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**