

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-opatrunkowy-bialy-p-1958.html>

Stolik opatrunkowy biały



Cena brutto	2 150,00 zł
Cena netto	1 990,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-ST-K5-WSTW2.01.ST.9003.ABS 3-200

Opis produktu

Stolik opatrunkowy to funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju placówkach medycznych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, ten biały stolik zapewnia trwałość i łatwość utrzymania w czystości.

Głównym elementem stolika jest solidny blat o wymiarach 705x415x20 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Blat ten jest zamocowany na stałe do aluminiowo-stalowego stelaża, lakierowanego proszkowo na biało. Stelaż ten został wyposażony w kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dodatkowo, stelaż jest przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego za pomocą elementów złącznych, eliminując potrzebę wykonywania dodatkowych otworów.

Stolik posiada dwie półki koszkowe o wymiarach 655x405x90 mm, wykonane z lakierowanej proszkowo na biało stali. Te półki zapewniają dodatkową przestrzeń do przechowywania niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych.

W skład stolika wchodzi także stelaż do worka na odpady, wykonany ze stalowego materiału i lakierowany proszkowo na biało. Stelaż ten jest wyposażony w pokrywę z tworzywa ABS w kolorze białym, która zapewnia estetyczne i higieniczne zamykanie worka na odpady.

Wymiary całkowite stolika wynoszą 950x430x880 mm, natomiast wymiary blatu to 705x415x20 mm, a wymiary półki koszkowej to 655x405x90 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Dzięki takiemu rozmiarowi, stolik oferuje wystarczającą przestrzeń roboczą i przechowywania, jednocześnie nie zajmując zbyt wiele miejsca w pomieszczeniu.

Dodatkowym atutem stolika są koła o średnicy 75 mm, zamocowane w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, zapewniając stabilność i łatwość manewrowania stolikiem. Dodatkowo, stolik posiada uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm, które stanowią zintegrowany element konstrukcji, umożliwiający wygodne przemieszczanie stolika w miejscu pracy.

Ten biały stolik opatrunkowy wyróżnia się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także funkcjonalnością i łatwością użytkowania. Jest to niezawodne i praktyczne rozwiązanie dla placówek medycznych, które wymagają wydajnego i ergonomicznego miejsca do wykonywania czynności opatrunkowych.

Stolik opatrunkowy biały, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
 - wymiary blatu: 705x415x20 mm
 - wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**