

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-opatrunkowy-p-2021.html>

Stolik opatrunkowy



Cena brutto	2 892,00 zł
Cena netto	2 677,78 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-S(1)QK(90)-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu funkcjonalny i nowoczesny stolik opatrunkowy, który idealnie sprawdzi się w różnego rodzaju placówkach medycznych. Jego solidna konstrukcja oparta na aluminiowo-stalowym stelażu lakierowanym proszkowo na biało gwarantuje trwałość i stabilność.

Ten wielozadaniowy stolik został wyposażony w wyjmowaną tacę o wymiarach 705x390x18 mm, wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Ta przestronna powierzchnia użytkowa zapewnia miejsce na przygotowanie i przechowywanie niezbędnych narzędzi oraz opatrunków. Dodatkowo, wyposażony w szufladę o wymiarach 655x385x155 mm, umożliwiającą przechowywanie mniejszych akcesoriów medycznych w porządku i z łatwością dostępne.

Stolik opatrunkowy posiada również praktyczną kuwetę o wymiarach 395x325x65 mm, wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Ta kuweta zapewnia bezpieczne i higieniczne miejsce do przechowywania używanych materiałów opatrunkowych, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia.

W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, stelaż stolika został wyposażony w półkę kosзовą o wymiarach 655x405x90 mm, która umożliwia przechowywanie dodatkowych narzędzi i akcesoriów w zasięgu ręki. Stelaż został zaprojektowany z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, co umożliwia dowolną regulację wysokości półek. Montaż wyposażenia dodatkowego odbywa się za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Mobilność tego stolika została zapewniona dzięki czterem kołom o średnicy 75 mm, zamkniętym w ocynkowanych obudowach stalowych. Dwa z tych kół posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. Stolik wyposażony jest także w uchwyt zintegrowany z konstrukcją, wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm, umożliwiający wygodne prowadzenie i przemieszczanie go.

Całkowite wymiary stolika to 810x480x890 mm, co zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą. Powierzchnia użytkowa tacy ma wymiary 610x360x17 mm, natomiast szuflada oferuje powierzchnię użytkową o wymiarach 580x345x125 mm. Kuweta natomiast ma wymiary 335x260x60 mm, dostarczając wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie materiałów medycznych.

Stolik opatrunkowy, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 810x480x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**