

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-opatrunkowy-p-3172.html>

Stolik opatrunkowy



Cena brutto	3 796,00 zł
Cena netto	3 514,81 zł
Cena poprzednia	3 808,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-KO-K5-W

Opis produktu

Zaprojektowany z myślą o kompleksowej obsłudze medycznej, nasz stolik opatrunkowy to niezastąpione narzędzie w każdej placówce medycznej. Wyjątkowo funkcjonalny i solidny, zapewnia niezbędne udogodnienia podczas wykonywania procedur opatrunkowych oraz zachowuje wysoki standard higieny.

Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości (gat. 0H18N9), stolik opatrunkowy został zaprojektowany z myślą o trwałości i łatwości w utrzymaniu czystości. Jego stabilny stelaż wyposażony jest w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co zapewnia łatwe przemieszczanie oraz stabilność podczas użytkowania.

Na wyposażeniu stolika znajduje się szuflada o wymiarach 655x385x155 mm, z podniesionym rantem dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas przechowywania sprzętu medycznego. Dodatkowo, półka koszowa o wymiarach 655x405x90 mm zapewnia dodatkową przestrzeń na niezbędne akcesoria.

Stolik wyposażony jest również w dwie szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami, kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, oraz pojemnik na zużyte igły i rękawiczki, które zostały wykonane ze stali kwasoodpornej. Dzięki temu zapewniamy nie tylko funkcjonalność, ale także bezpieczeństwo i higienę podczas pracy personelu medycznego.

Wymiary stolika bez opcjonalnego wyposażenia to 770x480x880 mm, z blatem o wymiarach 705x415x20 mm, idealnie dostosowanym do codziennych potrzeb personelu medycznego. Nasz stolik opatrunkowy to nie tylko praktyczne narzędzie, ale również gwarancja wysokiej jakości i niezawodności w codziennej pracy medycznej.

Stolik opatrunkowy, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenie opcjonalnego: 770x480x880 mm
- wymiary blatu: 705x415x20 mm
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- wymiary półki koszonej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**