

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pediatryczny-p-1790.html>

Stolik pediatryczny



Cena brutto	3 114,00 zł
Cena netto	2 883,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-01
Kod producenta	SPTM-01-A2(ABS3)-ABS3-0000-T_K6.3-W

Opis produktu

Stolik pediatryczny to mebel, który został zaprojektowany z myślą o potrzebach lekarzy pediatrów. Stelaż stolika został wykonany z profil aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Błat z tworzywa ABS w kolorze białym ma wymiary 900 mm x 700 mm i jest wyposażony w materacyk o wymiarach 800 mm x 650 mm. Błat otoczony jest z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70 mm, co zapobiega przedmiotom spadającym z blatu.

Stolik pediatryczny wyposażony jest w kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej w obudowie drucianej, co ułatwia segregowanie i utylizację odpadów medycznych. Odcinek szyny instrumentalnej L=500 mm umożliwia łatwe i szybkie przymocowanie potrzebnego sprzętu medycznego.

Stolik posiada także miskę o średnicy 220 mm o pojemności 2,5 litra wykonaną ze stali nierdzewnej. Miska ta może służyć do przechowywania narzędzi medycznych lub płynów do dezynfekcji. Pojemnik na rękawiczki obudowany z trzech stron to kolejny element wyposażenia stolika.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w kółka o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą, umożliwia łatwe przemieszczanie stolika pediatrycznego. Wysokość stolika od podłoża do blatu wynosi 900 mm, a wysokość całkowita stolika to 970 mm. Elementy dekoracyjne stolika lakierowane są na kolor z palety RAL, co pozwala na dopasowanie stolika do indywidualnych preferencji estetycznych.

Stolik pediatryczny, standardowe wyposażenie:

- 1xblat
- 1xkosz na odpady z tw. szt. z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej w obudowie drucianej
- 1xodcinek szyny instrumentalnej L=500mm
- 1xmiska o średnicy 220 mm poj. 2,5 ze stali nierdzewnej
- 1xpojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron

Stolik pediatryczny, cechy produktu:

-
- wykonany z profil aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd
 - blat z tworzywa ABS w kolorze białym o wymiarach 900 mm x 700 mm, wyposażony w materacyk o wymiarach 800 mm x 650 mm
 - bandy z tworzywa ABS o wysokości 70 mm otaczające blat, zapobiegające spadaniu przedmiotów z blatu
 - kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej w obudowie drucianej
 - odcinek szyny instrumentalnej L=500 mm umożliwiające łatwe i szybkie przymocowanie potrzebnego sprzętu medycznego
 - miska o średnicy 220 mm o pojemności 2,5 litra wykonana ze stali nierdzewnej
 - pojemnik na rękawiczki obudowany z trzech stron
 - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w kółka o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą, umożliwiającą łatwe przemieszczanie stolika pediatrycznego
 - wysokość stolika od podłoża do blatu wynosząca 900 mm, a wysokość całkowita stolika to 970 mm
 - elementy dekoracyjne stolika lakierowane na kolor z palety RAL, pozwalające na dopasowanie stolika do indywidualnych preferencji estetycznych.

Stolik pediatryczny, parametry techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiary materacyka: 800x650 mm

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary