

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pielegniarski-p-2043.html>

Stolik pielęgniarski



Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 842,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-B2T-33-ST-K5

Opis produktu

Stolik pielęgniarski to niezwykle funkcjonalne i praktyczne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w środowisku medycznym. Jego konstrukcja oparta jest na stelażu aluminiowo-stalowym, lakierowanym proszkowo na biało, co nadaje mu elegancki i higieniczny wygląd. Jednak to nie tylko wygląd czyni ten stolik wyjątkowym.

Stolik jest wyposażony w różne elementy, które zwiększają jego użyteczność. Na początek mamy wyjmowaną tacę o wymiarach 380x390x18 mm, która stanowi główną powierzchnię roboczą. Może być łatwo wyjęta i umieszczona z powrotem, zapewniając elastyczność w wykorzystaniu stolika. Dodatkowo, znajdują się dwie mniejsze tace o wymiarach 320x390x18 mm, które idealnie nadają się do przechowywania mniejszych przedmiotów lub narzędzi.

Warto zwrócić uwagę na możliwość regulacji wysokości półek. Stolik posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, które umożliwiają dowolne dostosowanie półek do potrzeb użytkownika. Co więcej, do montażu dodatkowego wyposażenia można użyć wyłącznie elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów, co sprawia, że proces ten jest prosty i szybki.

Mobilność stolika została również uwzględniona. Wyposażony jest w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę. To pozwala na łatwe przemieszczanie stolika, a jednocześnie zapewnia stabilność podczas użytkowania. Uchwyt do prowadzenia wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm jest zintegrowany z konstrukcją stolika, co dodatkowo ułatwia manewrowanie nim.

Stolik pielęgniarski wykonany jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Jego wymiary całkowite wynoszą 490x430x890 mm, a powierzchnia użytkowa tacy to 358x288x17 mm. To wystarczająca przestrzeń do wykonywania różnych czynności medycznych.

Warto również podkreślić, że stolik pielęgniarski został wyprodukowany w kraju i jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych. To gwarancja najwyższej jakości i spełnienia norm bezpieczeństwa. Dodatkowo, jest sprzedawany ze stawką 8% VAT, co czyni go dostępnym dla szerokiej grupy odbiorców.

Stolik pielęgniarski to niezawodne narzędzie, które doskonale sprostą wymaganiom środowiska medycznego. Jego solidna konstrukcja, regulowana wysokość, mobilność i wyjmowane tace sprawiają, że jest niezwykle praktyczny i funkcjonalny. Jest to niezbędne wyposażenie dla każdej placówki medycznej, które umożliwi sprawną i efektywną pracę personelu medycznego.

Stolik pielęgniarski, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 490x430x890 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 358x288x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**