

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pielęgniarski-z-taca-na-leki-p-2045.html>



Stolik pielęgniarski z tacą na leki

Cena brutto	2 257,00 zł
Cena netto	2 089,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WL-02-56
Kod producenta	WL-02-2T-56-ST-K5-WUP 01.KO.PI.KO.2,5-UMU

Opis produktu

Prezentujemy Państwu niezwykle funkcjonalny i solidnie wykonany stolik pielęgniarski z tacą na leki, który spełni wszelkie oczekiwania profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej. Nasz wózek został zaprojektowany z myślą o praktyczności i bezpieczeństwie, aby ułatwić codzienną pracę personelu medycznego.

Stelaż tego wyjątkowego wózka został wykonany z wytrzymałego aluminium i stalowej konstrukcji, pomalowanej proszkowo na elegancki biały kolor. Jest to gwarancja trwałości i niezawodności w długotrwałym użytkowaniu. Dodatkowo, wyposażyliśmy stelaż w solidne, ocynkowane koła o średnicy 75 mm, z dwoma z nich wyposażonymi w blokadę, zapewniającą stabilność i łatwość manewrowania nawet na nierównych powierzchniach.

Błat wózka został wykonany ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co zapewnia wysoką odporność na korozję i łatwość utrzymania czystości. Błat składa się z dwóch wyjmowanych tac, które posiadają przegródki idealne do przechowywania i segregowania leków i akcesoriów medycznych. Dzięki nim, personel medyczny może w łatwy sposób zorganizować i mieć dostęp do niezbędnych narzędzi podczas pracy.

Stolik pielęgniarski z tacą na leki posiada również dwie uchylne miski o średnicy 220 mm, wykonane ze stali nierdzewnej. Każda z misek ma pojemność 2,5 litra. Mechanizm uchylny umożliwia łatwe i precyzyjne ustawienie misek w żądanej pozycji, gwarantując komfort i bezpieczeństwo.

Wymiary całkowite wózka to 680 mm szerokości, 430 mm głębokości i 890 mm wysokości. Dzięki takim wymiarom wózek jest kompaktowy, a jednocześnie oferuje dużo miejsca na przechowywanie i organizację niezbędnych przedmiotów.

Nasz wózek medyczny został wyprodukowany w kraju, z dbałością o najwyższą jakość i zgodnie z wymogami rejestru wyrobów medycznych. Gwarantujemy Państwu, że jest to produkt niezawodny, spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa i higieny. Dodatkowo, wózek jest sprzedawany ze stawką 8% VAT, co stanowi dodatkową korzyść dla klientów.

Stolik pielęgniarski z tacą na leki to niezawodne narzędzie, które ułatwi codzienną pracę personelu medycznego, zapewniając funkcjonalność, trwałość i wygodę. Dzięki wysokiej jakości materiałom i starannemu wykonaniu, wózek spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do efektywniejszej opieki zdrowotnej.

Stolik pielęgniarski z tacą na leki, dane techniczne:

Wymiary całkowite: 680x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**