

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparat-medyczny-p-1872.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 - 3 półki 450x320 mm

Cena brutto	2 830,00 zł
Cena netto	2 620,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 - 3 półki 450x320 mm

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 to kompaktowy model przeznaczony do ustawienia, organizacji i wygodnego przemieszczania urządzeń w gabinetach, pracowniach diagnostycznych, salach zabiegowych oraz innych przestrzeniach medycznych. Dla osób szukających **stolika pod aparat medyczny** będzie to funkcjonalny wariant z **trzema półkami, regulacją wysokości położenia podzespołów** oraz trwałą konstrukcją opartą na **profilu aluminiowym i stalowej podstawie**.

Najważniejsze cechy

- 3 stalowe półki o wymiarach 450x320 mm
- powierzchnia użytkowa półki: 400x270 mm
- regulacja wysokości położenia półek bez konieczności wykonywania otworów
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało
- półki stalowe lakierowane na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą
- elementy dekoracyjne lakierowane na kolor według palety RAL

Konstrukcja dopasowana do pracy z aparaturą medyczną

Model AP1 został zaprojektowany z myślą o codziennej pracy tam, gdzie liczy się łatwy dostęp do aparatury, stabilność oraz możliwość dopasowania układu półek do konkretnego urządzenia. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach pozwala regulować wysokość położenia podzespołów bez dodatkowego wiercenia, co upraszcza konfigurację i późniejsze zmiany ustawień.

Półki wykonano ze stali lakierowanej proszkowo na biało. Zastosowane pogłębienie oraz ścięte narożniki poprawiają bezpieczeństwo użytkowania i ułatwiają organizację osprzętu. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń i wspiera utrzymanie porządku.

Mobilna podstawa stalowa z osłoną ABS oraz koła o średnicy 75 mm sprawiają, że wózek można łatwo przestawiać pomiędzy stanowiskami pracy. Dwa koła z blokadą pomagają unieruchomić konstrukcję w wybranym miejscu podczas użytkowania aparatury.

Jakość produkcji

Wyrób powstaje w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z **ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. To ważna informacja dla placówek i specjalistów, którzy szukają wyposażenia medycznego wytwarzanego według uporządkowanych standardów jakościowych.

Dane techniczne

Numer katalogowy	AP1
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Liczba pótek	3
Wymiary wózka	510x520x900 mm
Wymiary półki	450x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400x270 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Półki	Stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
Regulacja położenia pótek	Tak
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Kolor elementów dekoracyjnych	Według palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Uwagi	Materiał maskownicy i zaślepki zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia. Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Zastosowanie

Wózek sprawdzi się wszędzie tam, gdzie aparatura medyczna musi być łatwo dostępna, stabilnie ustawiona i wygodna w przemieszczaniu. To dobry wybór do gabinetów medycznych, pracowni diagnostycznych, rehabilitacji, fizykoterapii oraz innych pomieszczeń, w których liczy się mobilność i uporządkowana organizacja stanowiska pracy.

FAQ

Czy ten wózek ma regulację wysokości pótek?

Tak. Profil nośny ma dwa kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia pótek i innych podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są wymiary pótek?

Każda z trzech pótek ma wymiary 450x320 mm, a powierzchnia użytkowa jednej półki wynosi 400x270 mm.

Z jakich materiałów wykonano wózek?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało, półki są stalowe i lakierowane proszkowo, a podstawa stalowa ma osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym.

Czy wózek jest mobilny i stabilny?

Tak. Model wyposażono w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co ułatwia przemieszczanie i stabilne ustawienie w wybranym miejscu pracy.

Czy można dobrać kolor elementów dekoracyjnych?

Tak. Elementy dekoracyjne są lakierowane na kolor według palety RAL. Producent dopuszcza także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stoliki zabiegowe](#)
- [Stoliki wielofunkcyjne](#)
- [Meble medyczne](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary