

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparat-medyczny-p-3171.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP3 z 2 szufladami i szafką

Cena brutto	10 499,00 zł
Cena netto	9 721,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP3
Kod producenta	AP3-L(S(2)P)R(DP)-106-100(2C180)-ABS(A)3

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP3 to rozbudowane stanowisko do pracy z aparaturą medyczną, akcesoriami i osprzętem pomocniczym w gabinetach, pracowniach diagnostycznych oraz innych placówkach ochrony zdrowia. W tej konfiguracji model wyposażono w **duży blat 1060x500 mm**, **szafkę z 2 szufladami**, **szafkę z drzwiami i zamkiem**, **2 półki 500x500 mm** oraz **2 półki nadblatowe HPL 1000x200 mm**.

To ważne odróżnienie od prostszych stolików aparaturowych i kompaktowych modeli AP1/AP2. Ten wariant AP3 został przygotowany dla użytkowników, którzy potrzebują większej powierzchni roboczej, zamykanej przestrzeni na akcesoria oraz dodatkowych półek nadblatowych do uporządkowania osprzętu i codziennej pracy przy stanowisku medycznym.

Najważniejsze cechy modelu AP3

- duży blat roboczy **1060x500 mm**,
- **2 szuflady** zintegrowane w jednej szafce,
- **szafka z drzwiami wyposażona w zamek**,
- **2 półki 500x500 mm**,
- **2 półki nadblatowe HPL 1000x200x10 mm**,
- **2 szyny instrumentalne** z zabezpieczonymi narożnikami,
- profil nośny z **2 kanałami montażowymi** po obu stronach,
- regulacja położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów,
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS,
- koła o średnicy **100 mm**, w tym **2 z blokadą**.

Wyposażenie standardowe

- 1 x blat 1060x500 mm,
- 1 x szafka z 2 szufladami 500x500x284 mm,
- 1 x półka 500x500 mm,
- 1 x szafka z drzwiami 500x500x413 mm wyposażona w zamek,
- 1 x półka 500x500 mm,
- 2 x półka nadblatowa HPL 1000x200x10 mm,
- 2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu

stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez wiercenia dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą, która ogranicza gromadzenie się brudu i ułatwia utrzymanie czystości.

Blat, półki i szafki wykonano ze **stali lakierowanej na biało**. Błat i półki mają pogłębienie, a fronty szuflad są lakierowane według palety RAL. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice, zaślepki profilu, podkładki profilu oraz fronty szuflad i szafki, również mogą być wykonane w kolorystyce RAL.

Podstawa stalowa została wyposażona w osłonę z **ABS w kolorze białym**. Całość osadzono na kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwóch z blokadą, co ułatwia przemieszczanie i stabilne ustawienie wózka podczas pracy.

Zastosowanie

Model AP3 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne, uporządkowane i bardziej rozbudowane stanowisko pod aparaturę medyczną. Duży blat roboczy, zamykana szafka, 2 szuflady oraz półki nadblatowe pomagają wygodnie rozdzielić aparaturę, osprzęt, materiały pomocnicze i drobne akcesoria.

To dobry wybór do gabinetów medycznych, pracowni diagnostycznych, sal zabiegowych, punktów badań oraz innych stanowisk, gdzie liczy się ergonomia, łatwe czyszczenie i możliwość dopasowania konfiguracji do organizacji pracy personelu.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP3
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP3
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	1170 x 580 x 1800 mm
Wysokość od podłoża do blatu	1000 mm
Wymiary blatu	1060 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	1010 x 450 mm
Wymiary półki	500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Wymiary szafki z szufladami	500 x 500 x 284 mm
Wysokość frontu szuflady	2 x 130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Wymiary szafki z drzwiami	500 x 500 x 413 mm
Powierzchnia użytkowa szafki	460 x 480 x 355 mm
Półki nadblatowe HPL	2 x 1000 x 200 x 10 mm
Szyny instrumentalne	2 szt.
Koła	średnica 100 mm, 2 z blokadą

Dane techniczne opracowano na podstawie specyfikacji producenta. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]. Materiał maskownic i zaślepek (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia. Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym. Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i inne konfiguracje

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stojaki pod aparaturę medyczną](#)
- [Asystory medyczne i stomatologiczne](#)
- [Stoliki wielofunkcyjne](#)
- [Stolik medyczny AP2 z szufladą i półką pod klawiaturę](#) – jeśli potrzebujesz bardziej kompaktowego wariantu.
- [Wózek pod aparaturę medyczną – 4 półki i 2 szuflady](#) – jeśli szukasz bardziej otwartej konfiguracji półek.
- [Stolik pod aparaturę z uchwytem do monitora](#) – jeśli stanowisko ma współpracować z monitorem.

FAQ

Czy wózek umożliwia regulację położenia podzespołów?

Tak. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co pozwala regulować położenie wyposażenia bez wykonywania dodatkowych otworów.

Czy szafka z drzwiami jest zamykana?

Tak. Szafka 500x500x413 mm została wyposażona w zamek, co ułatwia bezpieczne przechowywanie akcesoriów i materiałów pomocniczych.

Co wchodzi w standardowe wyposażenie modelu AP3?

W standardzie użytkownik otrzymuje blat 1060x500 mm, szafkę z 2 szufladami, szafkę z drzwiami, 2 półki 500x500 mm, 2 półki nadblatowe HPL oraz 2 szyny instrumentalne.

Czy kółka mają blokadę?

Tak. Wózek wyposażono w koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą, co ułatwia bezpieczne ustawienie stanowiska w miejscu pracy.

Czy można dopasować kolorystykę do wnętrza gabinetu?

Tak. Fronty szuflad, front szafki oraz wybrane elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Zakres wykonania zależy od wybranego koloru i konfiguracji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary