

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparat-medyczny-z-wysiegnikiem-na-kable-p-1945.html>



Stolik pod aparaturę medyczną G-002 z wysięgnikiem do kabli i drenów

Cena brutto	3 935,00 zł
Cena netto	3 643,52 zł
Cena poprzednia	4 012,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-002

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną G-002 to mobilne stanowisko do uporządkowania aparatury, przewodów i akcesoriów w gabinecie, pracowni oraz sali zabiegowej. Układ 2 półek 450x320 mm oraz szafki z 2 szufladami pozwala wygodnie розміścić urządzenie, osprzęt i materiały pomocnicze, a wysięgnik dwuprzegubowy ułatwia bezpieczne prowadzenie kabli i drenów podczas pracy.

Zastosowanie

Model G-002 sprawdza się tam, gdzie liczy się stabilne ustawienie aparatury medycznej, łatwy dostęp do akcesoriów oraz porządek na stanowisku pracy. Dzięki mobilnej podstawie, listwie zasilającej i wieszakowi kroplówki stolik może pełnić funkcję kompletnego stanowiska pomocniczego przy aparatach diagnostycznych i zabiegowych.

Co wyróżnia model G-002?

- 2 półki o wymiarach 450x320 mm do ustawienia aparatury i akcesoriów,
- 1 szafka z 2 szufladami o wysokości frontu 2x130 mm,
- wysięgnik dwuprzegubowy z 2 elementami podtrzymującymi kable, zakończony głowicą do kabli i drenów o średnicach 16 mm, 20 mm i 25 mm,
- wieszak kroplówki i listwa zasilająca w standardzie,
- regulacja wysokości położenia półek i szafki bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny ma 2 kanały montażowe po obu stronach, co pozwala dopasować położenie blatów i szafki do stanowiska pracy oraz ułatwia późniejszą rozbudowę o dodatkowe elementy wyłącznie za pomocą złączy. Półki, szuflady i podstawa są stalowe, lakierowane proszkowo na biało, a blat wyposażono w pogłębienie zwiększające bezpieczeństwo ustawionej aparatury.

Jakość produkcji

Nasze wyroby produkujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizujemy z zachowaniem wymagań środowiskowych. Dzięki temu stolik pod aparaturę medyczną G-002 spełnia oczekiwania placówek, które szukają wyposażenia trwałego, uporządkowanego konstrukcyjnie i dopracowanego pod kątem codziennego użytkowania.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model / numer katalogowy	SM-TMBY-G-002
Typ produktu	Stolik pod aparaturę medyczną
Układ wyposażenia	2 półki 450x320 mm + 1 szafka z 2 szufladami
Wymiary stolika	530x400x900 mm
Wymiary półki	450x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400x270 mm
Wymiary szafki	450x320x284 mm
Wysokość frontu szuflad	2x130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x280x105 mm
Blat	Z pogłębieniem
Wysięgnik	Dwuprzegubowy, z 2 elementami podtrzymującymi kable
Głowica do kabli i drenów	Średnice 16 mm, 20 mm, 25 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Półki, szuflady i podstawa	Stal lakierowana proszkowo na biało
Koła	Średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Kolor standardowy	Biały
Wyposażenie standardowe	Wysięgnik do kabli i drenów, wieszak kroplówki, listwa zasilająca

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Meble medyczne](#)
- [Stojaki do kroplówek](#)

FAQ

Czy wysięgnik do kabli i drenów jest w standardzie?

Tak. Model G-002 jest wyposażony w wysięgnik dwuprzegubowy z dwoma elementami podtrzymującymi kable oraz głowicą do kabli i drenów.

Jakie średnice kabli i drenów obsługuje głowica?

Głowica jest przystosowana do prowadzenia kabli i drenów o średnicach 16 mm, 20 mm i 25 mm.

Czy stolik ma w standardzie wieszak kroplówki i listwę zasilającą?

Tak. Wieszak kroplówki oraz listwa zasilająca należą do standardowego wyposażenia tego modelu.

Czy można regulować położenie półek i szafki?

Tak. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia półek i szafki, a także późniejszą rozbudowę stolika bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są wymiary stolika pod aparaturę medyczną G-002?

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 530x400x900 mm. Półki mają wymiary 450x320 mm, a powierzchnia użytkowa szuflady 375x280x105 mm.

Z jakich materiałów wykonano stolik?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, natomiast półki, szuflady i podstawa są stalowe, również lakierowane proszkowo na biało.

Jakie koła zastosowano w podstawie?

Podstawa została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą.

W jakim kolorze standardowo dostępny jest stolik?

Standardowo stolik pod aparaturę medyczną G-002 oferowany jest w kolorze białym.