

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-4-polki-p-1948.html>



Stolik pod aparaturę medyczną G-005 - 4 półki

Cena brutto	3 580,00 zł
Cena netto	3 314,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-005
Kod producenta	G-04-4P-45-90-ST-9003-K6.3-WWKP1.02.KL7.30.30.B(20

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną G-005 - 4 półki do uporządkowanej pracy z aparaturą

Stolik pod aparaturę medyczną G-005 to model przeznaczony do wygodnego ustawienia, organizacji i przemieszczania aparatury medycznej oraz akcesoriów pomocniczych. Najważniejszą cechą tego wariantu są **4 półki o wymiarach 450 x 320 mm**, które zapewniają dużą powierzchnię roboczą i łatwy dostęp do urządzeń bez konieczności korzystania z szuflad.

To dobry wybór wszędzie tam, gdzie liczy się **otwarty układ pracy**, szybki dostęp do sprzętu, uporządkowanie przewodów oraz możliwość dopasowania wysokości półek do konkretnej aparatury. W standardzie model wyposażono w **listwę zasilającą, wieszak kroplówki oraz wysięgnik dwuprzegubowy** zakończony głowicą do kabli i drenów o średnicach **16 mm, 20 mm i 25 mm**.

Najważniejsze cechy modelu G-005

- **4 półki 450 x 320 mm** - większa przestrzeń do organizacji aparatury i akcesoriów,
- **otwarty układ bez szuflad** - szybki dostęp do urządzeń na każdym poziomie,
- **listwa zasilająca w standardzie** - wygodne podłączenie sprzętu,
- **wieszak kroplówki** - dodatkowa funkcjonalność w pracy z wyposażeniem medycznym,
- **wysięgnik dwuprzegubowy** z elementami podtrzymującymi kable i głowicą do kabli oraz drenów,
- **regulacja wysokości położenia półek**,
- **możliwość przyszłej rozbudowy** o dodatkowe elementy bez wykonywania otworów,
- **koła o średnicy 75 mm**, w tym dwa z blokadą.

Wyposażenie standardowe

- 4 x półka 450 x 320 mm,
- 1 x listwa zasilająca,
- 1 x wieszak kroplówki,
- 1 x wysięgnik dwuprzegubowy wyposażony w dwa elementy podtrzymujące kable na ramieniu, zakończony głowicą do kabli i drenów o średnicach 16 mm, 20 mm i 25 mm.

Wykonanie i konstrukcja

Stelaż stolika wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny z **2 kanałami**

montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia blatów oraz rozbudowę stolika w przyszłości wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Półki i podstawa są **stalowe, lakierowane proszkowo na biało**, a blaty posiadają **pogłębienie**, które pomaga stabilnie ustawić aparaturę i akcesoria. Podstawa została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Standardowy kolor stolika: **biały**.

Co odróżnia ten model od podobnych stolików

Model G-005 został zaprojektowany dla użytkowników, którzy potrzebują **większej liczby półek i otwartego dostępu do aparatury**. W odróżnieniu od modeli z szufladami, tutaj nacisk położono na 4-półkową organizację pracy, łatwe prowadzenie kabli oraz szybki dostęp do urządzeń na każdym poziomie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	G-005
Typ produktu	Stolik pod aparaturę medyczną
Liczba półek	4
Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego	530 x 400 x 900 mm
Wymiary półki	450 x 320 mm
Wymiary powierzchni użytkowej półki	400 x 270 mm
Materiał stelaża	Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Materiał półek i podstawy	Stal lakierowana proszkowo na biało
Blaty	Z pogłębieniem
Koła	Średnica 75 mm, 2 z blokadą
Wyposażenie standardowe	Listwa zasilająca, wieszak kroplówki, wyciąg
Głowica do kabli i drenów	dwuprzegubowy
Kolor standardowy	16 mm, 20 mm, 25 mm Biały

Zastosowanie

Stolik pod aparaturę medyczną G-005 sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest mobilna organizacja urządzeń, przewodów, zasilania i akcesoriów pomocniczych. Dzięki 4 półkom oraz wyposażeniu standardowemu model ułatwia utrzymanie porządku przy stanowisku pracy i wygodne rozmieszczenie aparatury na kilku poziomach.

Powiązane produkty i kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) – porównaj modele 1-, 2- i 4-półkowe.
- [Stolik pod aparat medyczny z wyciągiem na kable](#) – bardziej kompaktowy wariant do prostszego układu stanowiska.
- [Stolik pod aparaturę medyczną z głowicą na dreny](#) – model dla użytkowników szukających wariantu 2-półkowego.
- [Stolik pod aparaturę medyczną G-004 – 2 półki i szuflada](#) – wybierz, jeśli potrzebujesz także zamkniętego miejsca na akcesoria.

FAQ

Co znajduje się w standardowym wyposażeniu stolika G-005?

Model G-005 jest wyposażony standardowo w 4 półki 450 x 320 mm, listwę zasilającą, wieszak kroplówki oraz wyciąg dwuprzegubowy z elementami podtrzymującymi kable i głowicą do kabli oraz drenów.

Czy stolik pod aparaturę medyczną G-005 ma szuflady?

Nie. Ten wariant został zaprojektowany jako model 4-półkowy bez szuflad, dzięki czemu zapewnia szybki i wygodny dostęp do urządzeń ustawionych na każdym poziomie.

Czy można regulować wysokość półek?

Tak. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia blatów oraz późniejszą rozbudowę stolika bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są wymiary stolika i półek?

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 530 x 400 x 900 mm. Każda półka ma wymiary 450 x 320 mm, a powierzchnia użytkowa półki wynosi 400 x 270 mm.

Jakie średnice obsługuje głowica do kabli i drenów?

Głowica w modelu G-005 jest przystosowana do kabli i drenów o średnicach 16 mm, 20 mm oraz 25 mm.