

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-p-1785.html>



Stolik pod aparaturę medyczną STA 07

Cena brutto	1 029,00 zł
Cena netto	836,59 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SPA-STA07

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną STA 07 to mobilny model przeznaczony do przewozu na niedalekie odległości narzędzi oraz aparatury medycznej w szpitalach i gabinetach zabiegowych. Konstrukcja ze stali i aluminium, białe lakierowanie proszkowe, 2 półki oraz kółka jezdne z hamulcem sprawiają, że model STA 07 dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się wygodna organizacja pracy, stabilność i łatwe przemieszczanie wyposażenia.

Zastosowanie stolika pod aparaturę medyczną STA 07

Model STA 07 został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu w placówkach medycznych. Sprawdza się jako stolik do przewozu aparatury medycznej oraz narzędzi w gabinetach zabiegowych, szpitalach i innych przestrzeniach, w których potrzebne jest kompaktowe, mobilne i łatwe w utrzymaniu wyposażenie.

Najważniejsze cechy modelu STA 07

- 2 półki do wygodnego rozmieszczenia aparatury i akcesoriów,
- konstrukcja wykonana ze stali oraz aluminium,
- białe lakierowanie proszkowe,
- tace stalowe pokryte lakierem proszkowym,
- kółka jezdne z hamulcem,
- możliwość ustawienia półek na dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu,
- możliwość montażu listwy zasilającej.

Dlaczego ten stolik dobrze sprawdza się w gabinecie i na oddziale

Stolik pod aparaturę medyczną STA 07 nie jest rozbudowanym asystorem z szufladami, ale właśnie w tym tkwi jego przewaga w wielu zastosowaniach. To prosty, funkcjonalny model do sprawnego przemieszczania aparatury medycznej i narzędzi tam, gdzie ważne są kompaktowe wymiary, stabilna konstrukcja oraz możliwość dopasowania wysokości półek do konkretnego urządzenia.

Konfiguracja i dopasowanie

Ważnym atutem modelu STA 07 jest możliwość ustawienia półek na dowolnej wysokości, co ułatwia dopasowanie stolika do różnych urządzeń. Producent przewiduje także możliwość montażu listwy zasilającej, dzięki czemu stolik może jeszcze lepiej wspierać codzienną pracę z aparaturą wymagającą zasilania.

Dane techniczne stolika pod aparaturę medyczną STA 07

Parametr	Wartość
Szerokość	79 cm
Głębokość	43 cm
Wysokość	81 cm
Waga	14 kg
Wymiary półki	69,6 x 41 cm
Dopuszczalne obciążenie jednej półki	10 kg
Liczba półek	2
Materiał konstrukcji	Stal i aluminium
Wykończenie	Biały lakier proszkowy

FAQ – najczęstsze pytania

Do czego służy stół pod aparaturę medyczną STA 07?

Stół pod aparaturę medyczną STA 07 służy do przewozu na niedalekie odległości narzędzi oraz aparatury medycznej w szpitalach, gabinetach zabiegowych i innych placówkach medycznych.

Z jakich materiałów wykonany jest stół STA 07?

Model STA 07 wykonany jest ze stali oraz aluminium, a całość została pokryta białym lakierem proszkowym. Tace stoika również wykonano ze stali lakierowanej proszkowo.

Ile półek ma stół pod aparaturę medyczną STA 07?

Stół posiada 2 półki, które można ustawić na dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu, co ułatwia dopasowanie mebla do przewożonej aparatury.

Czy stół medyczny STA 07 ma kółka z hamulcem?

Tak, stół został osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem, dzięki czemu można go wygodnie przemieszczać i stabilnie ustawić w miejscu pracy.

Czy do stoika STA 07 można zamontować listwę zasilającą?

Tak, producent przewiduje możliwość montażu listwy zasilającej, co zwiększa funkcjonalność stoika przy użytkowaniu aparatury wymagającej podłączenia do zasilania.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stoliki zabiegowe](#)
- [Stojaki do kroplówek](#)
- [Aparaty do elektroterapii](#)
- [Aparaty do terapii ultradźwiękami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Listwa zasilająca J: nie , tak (+ 133,00 zł)

Profil boczny: Wysoki , Niski

Wysięgnik kroplówki J: nie , tak (+ 266,00 zł)

Wysięgnik kabli J: nie , tak (+ 164,00 zł)