

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-p-3164.html>



Wózek pod aparaturę medyczną z półką na komputer

Cena brutto	5 065,00 zł
Cena netto	4 689,81 zł
Cena poprzednia	5 110,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-02-Y(1)S(1)-140-AB S3A3-0000-0-K6.3-W

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną z półką na komputer i uchwytem monitora to rozbudowana konfiguracja stanowiska aparaturowego przeznaczona do placówek medycznych, gabinetów diagnostycznych oraz miejsc, w których aparat współpracuje z monitorem, komputerem i akcesoriami pomocniczymi. Ten model łączy mobilność, uporządkowaną organizację sprzętu oraz wygodę pracy personelu.

W porównaniu z prostszymi modelami z tej grupy, ten **wózek pod aparaturę medyczną** został wyposażony nie tylko w szufladę i półkę pod klawiaturę, ale również w **uchwyt monitora, półkę na komputer, szynę instrumentalną oraz uchwyt do prowadzenia**. Dzięki temu karta produktu trafia w bardziej precyzyjną potrzebę zakupową niż ogólne zapytania typu „stolik pod aparaturę”.

Najważniejsze cechy modelu

- półka pod klawiaturę 500 x 250 x 30 mm z **dwustronnie wysuwanym blatem HPL**,
- szuflada 450 x 320 x 155 mm z pogłębieniem i frontem lakierowanym według palety RAL,
- dodatkowa **półka HPL 380 x 260 x 10 mm**,
- **uchwyt monitora** w standardzie,
- **półka na komputer** w standardzie,
- **szyna instrumentalna** z zabezpieczonymi narożnikami,
- **uchwyt do prowadzenia**,
- podstawa stalowa z osłoną ABS i kołami o średnicy 75 mm, w tym dwoma z blokadą,
- elementy dekoracyjne lakierowane na kolor według palety RAL.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą ograniczającą gromadzenie się brudu, co ma znaczenie w codziennym użytkowaniu w środowisku medycznym.

Półka pod klawiaturę jest stalowa i lakierowana na biało, a wysuwany blat wykonano z laminatu HPL. Szuflada stalowa jest lakierowana na biało, posiada pogłębienie oraz ścięte narożniki, a jej front wykańczany jest w kolorze z palety RAL. Redukcja uchwytu monitora i półka na komputer lakierowane są na biało. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS zapewnia stabilność i wygodne przemieszczanie wózka.

Model wykonywany jest w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany

jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Wypożazenie standardowe

- 1 x półka pod klawiaturę 500 x 250 x 30 mm z wysuwanyu dwustronnie blatem HPL,
- 1 x szuflada 450 x 320 x 155 mm, wysokość frontu 130 mm,
- 1 x półka HPL 380 x 260 x 10 mm,
- 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonyu narożnikami,
- 1 x uchwyt monitora,
- 1 x półka na komputer,
- 1 x uchwyt do prowadzenia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Wymiary całkowite	670 x 540 x 1400 mm
Wysokość od podłozu do półki pod klawiaturę	950 mm
Półka pod klawiaturę	500 x 250 x 30 mm
Powierzchnia użytkowa półki pod klawiaturę	500 x 180 mm
Powierzchnia użytkowa dwustronnie wysuwaneu blatu HPL	215 x 155 mm
Szuflada	450 x 320 x 155 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	400 x 270 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 270 x 105 mm
Dodatkowa półka HPL	380 x 260 x 10 mm
Konstrukcja stelaża	Profil aluminiowy lakierowany na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Podstawa	Stalowa z osłoną ABS w kolorze białym
Koła	Srednica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Elementy dekoracyjne i front szuflady wg palety RAL; możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	±/- 10 mm
System jakości	Produkcja w oparciu o ISO 13485
Numer katalogowy	SM-IMBY-AP1
Kod producenta	AP1-02-Y(1)S(1)-140-ABS3A3-0000-0-K6.3-W

Zastosowanie

Ten model sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko dla aparatury medycznej współpracującej z monitorem, komputerem oraz akcesoriami dodatkowymi. Dzięki rozbudowanemu wyposażeniu standardowemu wózek ułatwia organizację pracy i pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń niż prostszy **stolik pod aparaturę diagnostyczną**.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Asystory medyczne i stomatologiczne](#)
- [Stoliki wielofunkcyjne](#)
- [Stojaki pod aparaturę medyczną](#)

FAQ

Czy wózek ma regulację wysokości położenia wyposażenia?

Tak. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez wykonywania dodatkowych otworów.

Co znajduje się w wyposażeniu standardowym?

W standardzie znajdują się: półka pod klawiaturę z dwustronnie wysuwanyu blatem HPL, szuflada, półka HPL, szyna instrumentalna, uchwyt monitora, półka na komputer oraz uchwyt do prowadzenia.

Jakie są wymiary szuflady?

Szuflada ma wymiary 450 x 320 x 155 mm, a jej powierzchnia użytkowa wynosi 375 x 270 x 105 mm.

Czy można wybrać kolor wykończenia?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Jakie koła zastosowano w podstawie?

Wózek wyposażono w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary