

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-ar80-2-p-2726.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 – 2 półki 500x500 mm i szuflada

Cena brutto	4 200,00 zł
Cena netto	3 888,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 – opis modelu

Model AP2 to **wózek pod aparaturę medyczną** w konfiguracji z **2 półkami 500x500 mm** oraz **1 szufladą 500x500x155 mm** (wysokość frontu 130 mm). Ta karta dotyczy wariantu z **uchwytem do przetaczania**, stalowymi półkami i szufladą oraz podstawą na **kołach o średnicy 100 mm**, w tym dwóch z blokadą.

To rozwiązanie przeznaczone do organizacji aparatury i akcesoriów medycznych tam, gdzie liczy się mobilność, porządek stanowiska oraz możliwość dopasowania położenia elementów roboczych do potrzeb użytkownika. W praktyce model AP2 łączy funkcję **wózka aparaturowego** i **stolika pod aparaturę medyczną**, ale jego przewagą jest konkretna, technicznie dopracowana konstrukcja oparta na profilu aluminiowym z kanałami montażowymi.

Najważniejsze cechy konstrukcyjne

- **2 kanały montażowe po obu stronach profilu nośnego** – umożliwiają regulację położenia podzespołów na wysokości bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.
- **Maskownice kanałów montażowych** – ograniczają gromadzenie się brudu i pomagają utrzymać konstrukcję w czystości.
- **Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało** – trwała i stabilna baza do pracy z aparaturą medyczną.
- **Stalowe półki i szuflada z pogłębieniem** – praktyczna organizacja urządzeń, akcesoriów i materiałów pomocniczych.
- **Uchwyt do przetaczania** – wygodne przemieszczanie wózka między stanowiskami.
- **Podstawa stalowa z osłoną ABS** – zwiększa trwałość i porządek wizualny podstawy.
- **Koła 100 mm, w tym dwa z blokadą** – mobilność połączona ze stabilizacją stanowiska po ustawieniu w docelowym miejscu.
- **Kolorystyka RAL** – front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane według palety RAL.

Dane techniczne modelu AP2

Parametr	Wartość
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Model	AP2
Konfiguracja	2 półki + 1 szuflada + uchwyt do przetaczania
Wymiary zewnętrzne wózka	620 x 585 x 800 mm
Wymiary półki	500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm

Wymiary szuflady	500 x 500 x 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Półki i szuflada	Stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 100 mm, 2 koła z blokadą
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Wyposażenie	1 x uchwyt do przetaczania
Kolorystyka, wykończenie i informacje dodatkowe	Elementy dekoracyjne i front szuflady według palety RAL

Praktyczne zastosowanie

Wózek AP2 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko pod urządzenia medyczne, osprzęt i akcesoria robocze. Dzięki dwóm półkom, pojemnej szufladzie oraz uchwytowi do prowadzenia może być wykorzystywany w gabinetach, pracowniach diagnostycznych i innych pomieszczeniach medycznych, w których ważne są porządek, szybki dostęp do wyposażenia i możliwość łatwego przemieszczania stanowiska.

Informacje dodatkowe

Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym. Materiał maskownic i zaślepek (tworzywo lub stal) zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

Uwaga: dostępne inne szerokości półek w ramach serii. Zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę, dlatego niniejsza karta opisuje przede wszystkim konfigurację z półkami 500x500 mm.

FAQ

Czy model AP2 ma regulację wysokości?

Model AP2 umożliwia regulację **położenia podzespółów** dzięki kanałom montażowym w profilu nośnym. Nie jest to klasyczna, płynna regulacja całkowitej wysokości całego wózka.

Jakie są wymiary półek i szuflady?

W tej konfiguracji wózek ma 2 półki o wymiarach 500x500 mm oraz 1 szufladę o wymiarach 500x500x155 mm. Wysokość frontu szuflady wynosi 130 mm.

Jaka jest powierzchnia użytkowa półek i szuflady?

Powierzchnia użytkowa półki wynosi 450x450 mm. Powierzchnia użytkowa szuflady to 425x450x105 mm, a powierzchnia użytkowa blatu szuflady 450x450 mm.

Czy koła mają blokadę?

Tak. Wózek wyposażono w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą.

Czy można zamówić inną kolorystykę?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Producent dopuszcza również wykonanie elementów białych w kolorze szarym.

Czy dostępne są inne szerokości półek?

Tak, dostępne inne szerokości półek w ramach serii. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka i jego cenę.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) – porównanie modeli o różnych konfiguracjach półek i szuflad.
- [Stojaki pod aparaturę medyczną](#) – prostsze konstrukcje pod urządzenia medyczne.
- [Wózki medyczne bez wyposażenia](#) – mobilne rozwiązania o innym układzie zabudowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary