

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-ar80-3-p-2727.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z wysuwaną półką pod klawiaturę

Cena brutto	3 700,00 zł
Cena netto	3 425,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-02-S(Y1)P-50-80-AB S3-0000-0

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 to kompaktowy model przeznaczony do pracy z aparaturą diagnostyczną, zabiegową i pomocniczą w gabinetach, pracowniach oraz placówkach rehabilitacyjnych. Standardowa konfiguracja tej wersji obejmuje **blat 500x500 mm, szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm** oraz **wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na dwa haczyki**. To rozwiązanie dla miejsc, w których liczy się mobilność, wygodna obsługa sprzętu oraz uporządkowana organizacja stanowiska.

Najważniejsze cechy modelu AP2

- kompaktowe wymiary całkowite: 620x585x800 mm,
- blat 500x500 mm,
- szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm,
- powierzchnia użytkowa blatu szuflady: 450x450 mm,
- powierzchnia użytkowa szuflady: 430x225x40 mm,
- wysięgnik kroplówki z głowicą na dwa haczyki,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- regulacja wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów,
- maskownice ograniczające gromadzenie się brudu w kanałach montażowych,
- koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą,
- front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane w kolorze z palety RAL.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Model	AP2
Wymiary całkowite	620x585x800 mm
Blat	500x500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450x450 mm
Szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę	500x500x85 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	430x225x40 mm
Wysięgnik	Wysięgnik kroplówki z głowicą na dwa haczyki
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Podzespoły	Szuflada i półka stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 100 mm, dwa koła z blokadą

Kolorystyka

Tolerancja wymiarów

Front szuflady i elementy dekoracyjne w kolorze z palety RAL

+/- 10 mm

Standard tej karty dotyczy wersji z półką 500x500 mm. Producent dopuszcza także inne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę. Materiał maskownic i zaślepek może zależeć od wybranego koloru RAL oraz wyposażenia.

Zastosowanie

Model AP2 sprawdzi się jako mobilne stanowisko pod aparaturę medyczną i diagnostyczną tam, gdzie potrzebna jest wygodna obsługa urządzenia oraz klawiatury, łatwe przemieszczanie między stanowiskami i stabilna konstrukcja do codziennej pracy. To dobry wybór do gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostycznych, fizykoterapii oraz innych przestrzeni medycznych wymagających kompaktowego wózka z półką i szufladą.

Konstrukcja ułatwiająca codzienną pracę

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach. Taka konstrukcja umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń i ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości.

Szuflada i półka zostały wykonane ze stali i lakierowane na biało. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być wykończone w kolorze z palety RAL, co pozwala lepiej dopasować wózek do standardu wizualnego placówki. Producent przewiduje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Informacje ważne przy zamówieniu

Jeżeli potrzebujesz innej szerokości półki niż 500 mm, warto uwzględnić to już na etapie zapytania, ponieważ zmiana konfiguracji wpływa na gabaryt i cenę produktu. Producent deklaruje wytwarzanie wyrobów w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485 oraz z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Aparaty do elektroterapii](#)
- [Aparaty do terapii ultradźwiękami](#)

FAQ

Jakie wymiary ma wózek pod aparaturę medyczną AP2?

Wymiary całkowite standardowej konfiguracji wynoszą 620x585x800 mm. Błat ma wymiar 500x500 mm, a szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm.

Czy model AP2 ma wysuwaną półkę pod klawiaturę?

Tak. W tej konfiguracji wózek posiada szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę. Powierzchnia użytkowa blatu szuflady wynosi 450x450 mm.

Czy koła mają blokadę?

Tak. Wózek wyposażono w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa koła z blokadą, co ułatwia bezpieczne ustawienie stanowiska w miejscu pracy.

Czy można zamówić inny kolor niż biały?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor z palety RAL. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy dostępne są inne szerokości półki?

Tak. Producent oferuje także inne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana szerokości wpływa na wymiary całkowite wózka i cenę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary