

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-bez-regulacji-p-2167.html>



Stolik pod aparaturę medyczną SAM-1 bez regulacji

Cena brutto	971,00 zł
Cena netto	789,43 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SAM-1

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną SAM-1 to model bez regulacji półek, przeznaczony do bezpiecznego ustawienia i wygodnego przemieszczania aparatury medycznej w gabinetach, pracowniach oraz salach zabiegowych. Stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo, dwie metalowe półki z podniesionym rantem, wspornik na przewody oraz kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem, tworzą praktyczne stanowisko do codziennej pracy ze sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym.

Model SAM-1 jest właściwym wyborem tam, gdzie potrzebny jest **stolik pod aparaturę medyczną z półkami na stałej wysokości**. Jeżeli potrzebny jest wariant z regulacją, zobacz również [stolik pod aparaturę medyczną z możliwością regulacji](#).

Najważniejsze cechy modelu SAM-1

- stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową,
- 2 metalowe półki z podniesionym rantem,
- półki bez możliwości regulacji,
- wspornik na przewody w standardzie,
- kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem,
- kompaktowe wymiary 50 x 50 cm.

Zastosowanie

Stolik sprawdza się jako mobilne stanowisko pod aparaturę medyczną, diagnostyczną i terapeutyczną. Może być wykorzystywany w gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, salach zabiegowych oraz innych pomieszczeniach, w których liczy się stabilne ustawienie urządzeń, porządek w przewodach i łatwe przemieszczanie sprzętu.

Dane techniczne

Model	SAM-1
Typ	stolik pod aparaturę medyczną bez regulacji półek
Wysokość	92 cm
Szerokość	50 cm
Głębokość	50 cm
Wymiar półek (szer. x głęb.)	41 x 40 cm
Liczba półek	2
Rodzaj półek	metalowe, z podniesionym rantem
Regulacja półek	nie
Maksymalne obciążenie na półkę	15 kg

Konstrukcja
Wspornik na przewody
Kółka jezdne
Masa własna

stalowa, malowana proszkowo
w standardzie
tak, w tym 2 z hamulcem
16 kg

Opcje dodatkowe

- dodatkowa półka metalowa,
- dodatkowy wspornik na przewody,
- listwa zasilająca 4 gniazda.

Dlaczego ten model jest dobrym wyborem

SAM-1 odpowiada na potrzeby placówek, które nie potrzebują mechanizmu regulacji półek, ale oczekują trwałej i mobilnej konstrukcji pod aparaturę medyczną. Stały układ półek, rant zabezpieczający i kompaktowa forma ułatwiają codzienną organizację pracy z urządzeniami medycznymi.

Powiązane strony

- [Zobacz wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Porównaj z modelem z możliwością regulacji półek](#)

FAQ

Czy model SAM-1 ma regulację wysokości półek?

Nie. Model SAM-1 jest wersją z półkami na stałej wysokości, bez możliwości regulacji.

Jakie wymiary mają półki?

Każda półka ma wymiar 41 x 40 cm, co pozwala stabilnie ustawić aparaturę medyczną oraz potrzebne akcesoria.

Jakie jest maksymalne obciążenie jednej półki?

Maksymalne obciążenie jednej półki wynosi 15 kg.

Czy stół ma kółka z blokadą?

Tak. Model SAM-1 jest wyposażony w kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem.

Jakie opcje dodatkowe można dobrać?

Do stołu można dobrać dodatkową półkę metalową, dodatkowy wspornik na przewody oraz listwę zasilającą z 4 gniazdami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Listwa zasilająca WS: Nie , Tak (+ 246,00 zł)

Dodatkowa półka metalowa: Nie , Tak (+ 104,00 zł)

Dodatkowy wspornik na przewody: Nie , Tak (+ 67,00 zł)