

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-do-gabinetow-kosmetycznych-p-2589.html>



Stolik pod aparaturę medyczną do gabinetów kosmetycznych

Cena brutto	651,00 zł
Cena netto	529,27 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SAM-4

Opis produktu

Odkryj doskonałość w obszarze profesjonalnej opieki medycznej dzięki mobilnemu stolikowi pod aparaturę SAM-4, stworzonemu z myślą o funkcjonalności i praktyczności. W gabinetach kosmetycznych, szpitalach, przychodniach czy laboratoriach, ten mobilny stół stanowi niezbędny element wyposażenia, umożliwiający sprawną organizację narzędzi i aparatury medycznej.

Wyróżniając się solidną stalową konstrukcją, stół SAM-4 nie tylko zapewnia stabilność, ale także imponuje estetycznym wykończeniem dostępnym w trzech modnych kolorach z palety RAL. Mobilność tego sprzętu jest z kolei zapewniona przez praktyczne kółka jezdne z dwoma hamulcami, które umożliwiają łatwe przemieszczanie się nawet w trudno dostępnych miejscach.

W standardzie stół pod aparaturę medyczną SAM-4 oferuje metalową górną półkę z uchwytami na elektrody i ssawki oraz zabezpieczoną rantami. Jednak to nie koniec możliwości! Dostępne opcje dodatkowe, takie jak półka bez szuflady, półka z szufladą i miską ze stali nierdzewnej, uchwyt na żel czy wieszak na papier, pozwalają dostosować stół do indywidualnych potrzeb i zwiększyć jego funkcjonalność.

Stół SAM-4 to nie tylko praktyczny, ale także ergonomiczny wybór. Jego kompaktowe wymiary (89 cm x 53 cm x 42 cm) sprawiają, że doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie każdy centymetr przestrzeni ma znaczenie. Dzięki niewielkiej wadze (tylko 14 kg) i wyposażeniu w kółka z hamulcami, stół SAM-4 gwarantuje łatwe przemieszczanie się, spełniając najwyższe standardy mobilności sprzętu medycznego.

Zainwestuj w profesjonalność i niezawodność. Stół pod aparaturę medyczną SAM-4 to nie tylko produkt, to rozwiązanie, które ułatwi pracę personelowi medycznemu i podniesie standardy obsługi pacjentów. Odkryj więcej modeli stołów z naszej kolekcji SAM, dostosuj je do swoich preferencji i podkreśl profesjonalizm swojej placówki.

Dane techniczne:

- Wysokość 89 cm
- Szerokość 53 cm
- Głębokość 42 cm
- Wymiar półek (szer. x głęb.) 36x30 cm
- Masa własna 14 kg

-
- Maksymalne obciążenie na półkę 5 kg
 - Kółka jezdne z hamulcem w standardzie
 - Dodatkowa półka za dopłatą
 - Półka metalowa za dopłatą
 - Półka z szufladą i z miską ze stali nierdzewnej za dopłatą
 - Uchwyt na żel za dopłatą
 - Wieszak na papier za dopłatą

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Dodatkowa półka bez szuflady: brak , tak (+ 153,00 zł)

Dodatkowa półka z szufladą: brak , tak (+ 369,00 zł)

Uchwyt na żel: brak , 1szt. (+ 61,00 zł) , 2szt. (+ 123,00 zł)

Wybierz wieszak na papier: brak , tak (+ 110,00 zł)