

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-do-szpitala-p-1783.html>

Stolik pod aparaturę medyczną z 2 półkami i szufladą

Cena brutto	1 213,00 zł
Cena netto	1 123,15 zł
Cena poprzednia	1 293,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SPA-STA01

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną przeznaczony jest do przewozu na niedalekie odległości narzędzi oraz aparatury medycznej w szpitalach i gabinetach zabiegowych. Model wykonano ze stali oraz aluminium pokrytych lakierem proszkowym, dzięki czemu dobrze sprawdza się w codziennej pracy tam, gdzie liczy się mobilność, porządek stanowiska i wygodny dostęp do sprzętu.

Zastosowanie stolika pod aparaturę medyczną

Model został zaprojektowany do transportu aparatury medycznej oraz niezbędnych akcesoriów pomiędzy stanowiskami pracy. Dzięki kompaktowym wymiarom i kółkom jezdnym z hamulcem stolik można wygodnie przemieszczać w obrębie oddziału, gabinetu zabiegowego lub innego pomieszczenia medycznego.

Konstrukcja i funkcjonalność

Stolik posiada **2 półki oraz szufladę**, co ułatwia uporządkowanie przewożonego sprzętu, narzędzi i akcesoriów. Tace stolika wykonano ze stali pokrytej białym lakierem proszkowym. Istotną zaletą modelu jest możliwość ustawienia zarówno półek, jak i szuflady na **dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu**, co pozwala lepiej dopasować układ stolika do konkretnej aparatury i sposobu pracy personelu.

Kółka jezdne z hamulcem zwiększają bezpieczeństwo użytkowania i ułatwiają stabilne ustawienie stolika w wybranym miejscu. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które szukają mobilnego stolika pod aparaturę medyczną bez konieczności wyboru większego i bardziej rozbudowanego wózka.

Wypożyczenie opcjonalne

W zależności od potrzeb stolik można rozbudować o **listwę zasilającą**, **wysięgnik kroplówki** oraz **wysięgnik kabli**. Wysięgnik kroplówki posiada **2 haki wieszaków**. Opcje dodatkowe dostępne są dla stolika z **wysokim profilem bocznym**, dlatego tę informację warto zachować także przy konfiguracji produktu.

Dane techniczne

Przeznaczenie	Przewóz narzędzi oraz aparatury medycznej na niedalekie odległości
Miejsce użytkowania	Szpitala i gabinety zabiegowe
Materiał konstrukcji	Stal oraz aluminium lakierowane proszkowo
Półki	2

Szuflada	Tak
Kółka	Jezdne z hamulcem
Regulacja ustawienia	Półki i szuflada ustawiane na dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu
Szerokość	53 cm
Głębokość	41 cm
Wysokość	81 cm
Waga	16 kg
Wymiary półki	43,6 x 31,1 cm
Dopuszczalne obciążenie jednej półki	10 kg
Wypożazenie opcjonalne	Listwa zasilająca, wysięgnik kroplówki, wysięgnik kabli
Ważna informacja	Opcje dodatkowe dostępne dla stolika z wysokim profilem bocznym

Najczęstsze pytania – stolik pod aparaturę medyczną

Do czego służy stolik pod aparaturę medyczną?

Stolik pod aparaturę medyczną służy do przewozu na niedalekie odległości narzędzi oraz aparatury medycznej w szpitalach i gabinetach zabiegowych. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilność sprzętu i wygodny dostęp do wyposażenia podczas codziennej pracy personelu.

Czy stolik pod aparaturę medyczną ma szufladę i półki?

Tak, model posiada **2 półki oraz szufladę**. Taki układ ułatwia rozmieszczenie aparatury medycznej, akcesoriów i drobnych narzędzi, a jednocześnie pozwala zachować porządek na stanowisku pracy.

Czy można zmieniać wysokość półek i szuflady?

Tak. Zarówno półki, jak i szufladę można ustawić na **dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu**. Dzięki temu stolik można lepiej dopasować do konkretnej aparatury medycznej oraz sposobu pracy w gabinecie zabiegowym lub na oddziale szpitalnym.

Jakie wyposażenie dodatkowe można zamontować?

Stolik można opcjonalnie wyposażyć w **listwę zasilającą**, **wysięgnik kroplówki** oraz **wysięgnik kabli**. Wysięgnik kroplówki posiada 2 haki wieszaków. To przydatne rozwiązania dla placówek, które chcą dopasować stolik do bardziej specjalistycznych zastosowań.

Czy wyposażenie dodatkowe jest dostępne w każdej konfiguracji stolika?

Nie. Możliwość montażu wyposażenia dodatkowego dotyczy wersji z **wysokim profilem bocznym**. Przy wyborze konfiguracji warto więc od razu uwzględnić docelowy sposób użytkowania stolika.

Z jakich materiałów wykonano stolik pod aparaturę medyczną?

Stolik wykonano ze **stali oraz aluminium** pokrytych lakierem proszkowym. Tace stolika są stalowe i pokryte białym lakierem proszkowym, co wspiera trwałość konstrukcji i ułatwia utrzymanie estetycznego wyglądu produktu.

Czy stolik jest mobilny i bezpieczny w użytkowaniu?

Tak. Model osadzono na **kółkach jezdnych z hamulcem**, dzięki czemu można go łatwo przemieszczać i stabilnie ustawić w wybranym miejscu. To ważna cecha w przypadku transportu aparatury medycznej i akcesoriów pomiędzy stanowiskami.

Jakie są wymiary stolika pod aparaturę medyczną?

Wymiary stolika wynoszą: **szerokość 53 cm, głębokość 41 cm, wysokość 81 cm**. Wymiary jednej półki to **43,6 x 31,1 cm**, a dopuszczalne obciążenie jednej półki wynosi **10 kg**.

Powiązane kategorie

- [Zobacz wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Sprawdź także stoliki zabiegowe](#)
- [Poznaj pozostałe meble medyczne](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Listwa zasilająca J: nie , tak (+ 138,00 zł)

Profil boczny: nie , Wysoki , Niski

Wysięgnik kroplówki J: nie , tak (+ 277,00 zł)

Wysięgnik kabli J: nie , tak (+ 171,00 zł)