

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-do-szpitali-p-2721.html>



Wózek pod aparaturę medyczną – 4 półki, 2 szuflady, blat 1060x500 mm

Cena brutto	10 000,00 zł
Cena netto	9 259,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP3
Kod producenta	AP3-L(3P)R(S(1)PS(1))-106-100

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną – zastosowanie i najważniejsze cechy

Wózek pod aparaturę medyczną to rozbudowane stanowisko robocze przeznaczone do ustawienia aparatury medycznej, akcesoriów oraz osprzętu pomocniczego w szpitalach, klinikach, hospicjach i innych placówkach ochrony zdrowia. Model wyróżnia się dużym blatem 1060x500 mm, układem 4 półek 500x500 mm oraz 2 szufladami, dzięki czemu pozwala wygodnie rozdzielić urządzenia, przewody, materiały eksploatacyjne i drobne akcesoria.

Konstrukcja została oparta na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepię maskownicą, która ogranicza gromadzenie się zabrudzeń i ułatwia utrzymanie wyposażenia w czystości.

Blat, półki i szuflady wykonano ze stali lakierowanej na biało. Elementy te posiadają pogłębienie, co poprawia stabilność odkładanych przedmiotów podczas codziennej pracy. Fronty szuflad oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL, a producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Najważniejsze cechy produktu

- duży blat 1060x500 mm do ustawienia aparatury medycznej,
- 4 półki 500x500 mm ułatwiające organizację stanowiska pracy,
- 2 szuflady do przechowywania akcesoriów i wyposażenia pomocniczego,
- 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami,
- wysięgnik dwuprzegubowy ze stali kwasoodpornej zakończony głowicą,
- 3 elementy podtrzymujące przewody,
- koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150 mm,
- listwa zasilająca w standardzie,
- 2 uchwyty do prowadzenia,
- koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym oraz mobilna konstrukcja na kołach sprawiają, że wózek może być wygodnie przemieszczany pomiędzy stanowiskami pracy. To dobry wybór dla placówek, które potrzebują nie pojedynczej półki pod urządzenie, ale bardziej rozbudowanego wózka aparaturowego z miejscem na dodatkowe wyposażenie i uporządkowanie przewodów.

Jeżeli porównujesz różne [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#), ten model sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest większa powierzchnia robocza i bardziej rozbudowany układ przechowywania. Zobacz także pozostałe [stoliki wielofunkcyjne](#) oraz pełną

kategorię [mebli medycznych](#).

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną / mobilny stolik aparaturowy
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAR100-3
Kod producenta	AP3-L(3P)R(S(1)PS(1))-106-100
Wymiary wózka (z uchwytami)	1220x580x1000 mm
Błat główny	1060x500 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	1010x450 mm
Półki	4 x 500x500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450x450 mm
Szuflady	2 x 500x500x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425x450x105 mm
Koszyk na akcesoria	360x160x150 mm
Szyny instrumentalne	2 szt., z zabezpieczonymi narożnikami
Wysięgnik	dwuprzegubowy ze stali kwasoodpornej, zakończony głowicą
Elementy podtrzymujące przewody	3 szt.
Listwa zasilająca	1 szt.
Uchwyty do prowadzenia	2 szt.
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Błat, półki i szuflady	stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem
Podstawa	stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	fronty szuflad i elementy dekoracyjne lakierowane wg palety RAL
Opcja dodatkowa	możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Informacja producenta	Produkcja w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485
Gwarancja	12 miesięcy

Producent informuje, że wyroby powstają w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. To istotna informacja dla placówek, które zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność wyposażenia, ale również na standard wykonania i powtarzalność procesu produkcji.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy ten wózek pod aparaturę medyczną ma miejsce na dodatkowe akcesoria?

Tak. Model wyposażono w 4 półki, 2 szuflady oraz koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150 mm, dzięki czemu łatwiej uporządkować sprzęt, materiały pomocnicze i drobne elementy wyposażenia.

Jakie wymiary ma blat główny?

Błat główny ma wymiary 1060x500 mm, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1010x450 mm.

Czy wózek ma wyposażenie do organizacji przewodów?

Tak. W standardzie znajduje się wysięgnik dwuprzegubowy, 3 elementy podtrzymujące przewody oraz 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami.

Czy można dopasować kolor do wnętrza placówki?

Tak. Fronty szuflad oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL. Producent dopuszcza również wykonanie elementów białych w kolorze szarym.

Czy wózek jest mobilny i stabilny?

Tak. Konstrukcja została wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą, co ułatwia przemieszczanie i stabilne ustawienie w wybranym miejscu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary