

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-par100-4-p-2722.html>



Stolik pod aparaturę medyczną PAR100-4

Cena brutto **10 960,00 zł**

Cena netto **8 910,57 zł**

Czas wysyłki **4 tygodnie**

Numer katalogowy **SM-TMBY-PAR100-4**

Opis produktu

Wybierając nasz stolik pod aparaturę medyczną PAR100-4, wybierasz nie tylko funkcjonalność, ale także niepowtarzalny design i solidność wykonania. Nasz stolik został stworzony z myślą o wygodzie i efektywności pracy personelu medycznego, zapewniając jednocześnie niezawodną stabilność i możliwość łatwej regulacji.

Posiadając 1 duży blat o wymiarach 1060x500 mm, 2 praktyczne szuflady oraz 2 pojemne półki, nasz stolik daje Ci niezbędne miejsce do przechowywania aparatury oraz wszelkich niezbędnych akcesoriów. Szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę zapewnia ergonomiczne miejsce do pracy, zwiększając jednocześnie efektywność obsługi.

Dzięki stelażowi z profilu aluminiowego, lakierowanemu na biało, nasz stolik prezentuje się elegancko i nowocześnie, pasując do każdego wnętrza medycznego. Profil nośny z możliwością regulacji wysokości bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów zapewnia pełną elastyczność w dostosowaniu do potrzeb.

Dodatkowo, elementy dekoracyjne lakierowane naabrany kolor z palety RAL dodają indywidualnego charakteru oraz pozwalają dopasować stolik do istniejącego wystroju pomieszczenia.

Solidna konstrukcja, precyzyjne wykonanie oraz możliwość personalizacji sprawiają, że nasz stolik pod aparaturę medyczną PAR100-4 to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także wyjątkowy element każdego gabinetu czy sali medycznej. Wybierz jakość i funkcjonalność już dziś!

Stolik pod aparaturę medyczną PAR100-4, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego (z uchwytami): 1220x580x1400 mm
- Wysokość wózka od podłoża do blatu: 1000 mm
- Wymiary blatu: 1060x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 1010x450 mm
- Wymiary szuflady pod klawiaturę: 500x500x85 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady pod klawiaturę: 430x225x40 mm
- Wymiary półki: 500x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 450x450 mm
- Wymiary szuflady: 500x500x155 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu szuflady: 450x450 mm

-
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 425x450x105 mm

Tolerancja wymiarów +/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

*Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo/ stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia. Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary