

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-z-glowica-na-dreny-p-1946.html>



Stolik pod aparaturę medyczną G-003 z głowicą do kabli i drenów

Cena brutto	3 934,00 zł
Cena netto	3 642,59 zł
Cena poprzednia	4 006,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-003
Kod producenta	G-03-S(1)PS(1)-45-90-ST-9003-K6.3-W

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną G-003 – uporządkowane prowadzenie kabli i drenów

Stolik pod aparaturę medyczną G-003 został zaprojektowany do pracy z aparaturą, przy której ważne jest wygodne prowadzenie przewodów i drenów oraz szybki dostęp do niezbędnych akcesoriów. W standardzie model oferuje półkę 450x320 mm, szufladę 450x320x155 mm, wysięgnik dwuprzegubowy z dwoma elementami podtrzymującymi kable, głowicę do kabli i drenów o średnicach 16 mm, 20 mm i 25 mm oraz listwę zasilającą.

Najważniejsze cechy modelu G-003

- głowica do kabli i drenów: 16 / 20 / 25 mm,
- wysięgnik dwuprzegubowy z dwoma elementami podtrzymującymi kable,
- półka o wymiarach 450x320 mm,
- szuflada o wymiarach 450x320x155 mm,
- listwa zasilająca w standardzie,
- koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- biała konstrukcja lakierowana proszkowo.

Wykonanie i możliwości rozbudowy

Stelaż stolika wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia zmianę położenia elementów roboczych oraz rozbudowę stolika w przyszłości bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. To rozwiązanie ułatwia dopasowanie stanowiska do konkretnej aparatury i sposobu pracy.

Półka, szuflada i podstawa są stalowe oraz lakierowane proszkowo na biało. Błat z pogłębieniem poprawia stabilność ułożenia sprzętu, a podstawa z kołami w obudowie z tworzywa sztucznego ułatwia przemieszczanie stolika pomiędzy stanowiskami pracy.

Zastosowanie

Model G-003 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie oprócz ustawienia aparatury liczy się także uporządkowanie przewodów, drenów i zasilania w jednym mobilnym miejscu. To praktyczne rozwiązanie do gabinetów, pracowni i innych przestrzeni medycznych, w których ważna jest organizacja stanowiska oraz łatwe utrzymanie porządku.

Dane techniczne

Model	G-003
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-003
Kod producenta	G-03-S(1)PS(1)-45-90-ST-9003-K6.3-W
Wymiary stolika	530x400x900 mm
Wymiary półki	450x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400x270 mm
Wymiary szuflady	450x320x155 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x280x105 mm
Wysięgnik	dwuprzegubowy, z dwoma elementami podtrzymującymi kable
Głowica	do kabli i drenów: 16 mm / 20 mm / 25 mm
Listwa zasilająca	1 szt.
Koła	średnica 75 mm, 2 z blokadą
Kolor standardowy	biały
System jakości produkcji	produkcja w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Powiązane produkty i kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stolik pod aparaturę z uchwytem do monitora](#)
- [Wózek pod aparaturę z wysuwanyim blatem](#)

FAQ

Jakie średnice obsługuje głowica do kabli i drenów?

Głowica w modelu G-003 jest przystosowana do prowadzenia kabli i drenów o średnicach 16 mm, 20 mm oraz 25 mm.

Co znajduje się w standardowym wyposażeniu stolika?

Standard obejmuje półkę 450x320 mm, szufladę 450x320x155 mm, wysięgnik dwuprzegubowy z dwoma elementami podtrzymującymi kable, głowicę do kabli i drenów oraz listwę zasilającą.

Czy stolik można rozbudować lub zmienić położenie elementów roboczych?

Tak. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia zmianę położenia elementów oraz przyszłą rozbudowę stolika bez wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są dokładne wymiary stolika, półki i szuflady?

Wymiary stolika wynoszą 530x400x900 mm. Półka ma 450x320 mm, a szuflada 450x320x155 mm.

W jakim kolorze model G-003 jest dostępny standardowo?

Standardowy kolor stolika to biały.