

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-z-mozliwoscia-regulacji-p-2168.html>



## Stolik pod aparaturę medyczną SAM-2 z regulacją półek

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 291,00 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>1 049,59 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>3 - 4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>SM-WS-SAM-2</b>    |

### Opis produktu

**Stolik pod aparaturę medyczną SAM-2** to model przeznaczony do ustawienia aparatury medycznej na stabilnej, mobilnej konstrukcji. Najważniejszą cechą, która odróżnia go od prostszych stolików tego typu, są **dwie metalowe półki z możliwością regulacji**, dzięki czemu łatwiej dopasować układ stolika do urządzenia, przewodów oraz sposobu pracy.

Model SAM-2 posiada **stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową**. W standardzie wyposażony jest w **2 metalowe półki z podniesionym rantem, wspornik na przewody oraz kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem**. Za dopłatą dostępne są: **dodatkowa półka metalowa, dodatkowy wspornik na przewody oraz listwa zasilająca 4 gniazda**.

### Najważniejsze cechy modelu SAM-2

- model: **SAM-2**,
- 2 metalowe półki z **możliwością regulacji**,
- podniesione ranty półek,
- stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo,
- wspornik na przewody w standardzie,
- kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem,
- możliwość rozbudowy o dodatkową półkę, dodatkowy wspornik i listwę zasilającą.

### Dane techniczne

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Model                          | SAM-2                                           |
| Typ                            | stolik pod aparaturę medyczną z regulacją półek |
| Wysokość                       | 93 cm                                           |
| Szerokość                      | 50 cm                                           |
| Głębokość                      | 50 cm                                           |
| Wymiar półek (szer. x głęb.)   | 41 x 40 cm                                      |
| Liczba półek                   | 2                                               |
| Rodzaj półek                   | metalowe, z podniesionym rantem                 |
| Regulacja półek                | tak                                             |
| Masa własna                    | 15 kg                                           |
| Maksymalne obciążenie na półkę | 15 kg                                           |
| Konstrukcja                    | stalowa, malowana proszkowo                     |
| Wspornik na przewody           | w standardzie                                   |
| Kółka jezdne                   | w standardzie, w tym 2 z hamulcem               |
| Dodatkowa półka metalowa       | za dopłatą                                      |
| Dodatkowy wspornik na przewody | za dopłatą                                      |

---

Listwa zasilająca

za dopłatą, 4 gniazda

## Wypożyczenie standardowe i opcje dodatkowe

**W standardzie:** 2 metalowe półki z regulacją, wspornik na przewody, kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem.

**Opcje dodatkowe:** dodatkowa półka metalowa, dodatkowy wspornik na przewody, listwa zasilająca 4 gniazda.

## Dlaczego warto wybrać właśnie SAM-2

Jeżeli szukasz stolika pod aparaturę medyczną, w którym kluczowa jest możliwość dopasowania układu półek do urządzenia, model **SAM-2** będzie lepszym wyborem niż wersje bez regulacji. To rozwiązanie nastawione na prostą, funkcjonalną organizację aparatury, przewodów i akcesoriów bez rozbudowanej zabudowy szufladowej.

## Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Meble medyczne](#)

## Najczęstsze pytania

### Czy model SAM-2 ma regulację półek?

Tak. Model SAM-2 posiada 2 metalowe półki z możliwością regulacji.

### Co znajduje się w standardzie?

W standardzie stół wyposażony jest w 2 metalowe półki, wspornik na przewody oraz kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem.

### Jakie są wymiary stolika i półek?

Wysokość stolika wynosi 93 cm, szerokość 50 cm, głębokość 50 cm, a wymiar każdej półki to 41 x 40 cm.

### Jakie jest maksymalne obciążenie jednej półki?

Maksymalne obciążenie na jedną półkę wynosi 15 kg.

### Jakie opcje dodatkowe można dobrać do modelu SAM-2?

Za dopłatą dostępne są: dodatkowa półka metalowa, dodatkowy wspornik na przewody oraz listwa zasilająca 4 gniazda.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz kolor stelaża WS:** brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

**Listwa zasilająca WS:** Nie , Tak (+ 246,00 zł )

**Dodatkowa półka metalowa:** Nie , Tak (+ 104,00 zł )

**Dodatkowy wspornik na przewody:** Nie , Tak (+ 67,00 zł )