

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-z-szuflada-p-3163.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z szufladą i koszykiem

Cena brutto	5 049,00 zł
Cena netto	4 675,00 zł
Cena poprzednia	5 091,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-01-S(1)-140-ABS3A3-0000-0-K6.3-W

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 to mobilne stanowisko do pracy z aparaturą i podstawowymi akcesoriami pomocniczymi. Ten wariant został wyposażony w **1 szufladę, dwustronny wysięgnik kroplówki, szynę instrumentalną, koszyk na akcesoria, półkę pod aparaturę** oraz **uchwyt do prowadzenia**, dzięki czemu dobrze sprawdza się w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych, pracowniach fizykoterapii i innych stanowiskach wymagających mobilności oraz porządku w osprzęcie.

Model AP1 został zaprojektowany z myślą o wygodnym ustawieniu urządzenia medycznego, łatwym przemieszczaniu wózka oraz szybkim dostępie do najczęściej używanych akcesoriów. Konstrukcja oparta na profilu aluminiowym i stalowej podstawie z osłoną ABS ułatwia codzienną eksploatację, a możliwość wyboru kolorystyki RAL pozwala dopasować wygląd do standardu placówki.

Najważniejsze cechy wózka AP1

- 1 szuflada stalowa **450x320x155 mm** z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
- dwustronny wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na **4 haczyki**
- szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami
- koszyk na akcesoria **360x160x150 mm**
- półka pod aparaturę **390x340 mm**
- powierzchnia użytkowa półki **345x295 mm**
- uchwyt do prowadzenia ułatwiający przemieszczanie wózka
- koła o średnicy **75 mm**, w tym **2 z blokadą**

Zastosowanie

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba bezpiecznie ustawić urządzenie i jednocześnie zachować wygodny dostęp do akcesoriów pomocniczych. Może być wykorzystywany w gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach diagnostycznych, pracowniach fizykoterapii, punktach pobrań oraz innych stanowiskach medycznych, w których aparatura i osprzęt muszą być łatwe do przemieszczenia.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepię maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.

Szuflada jest stalowa, lakierowana na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor z palety RAL. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z szufladą, wysięgnikiem kroplówki, koszykiem i półką
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-01-S(1)-140-ABS3A3-0000-0-K6.3-W
Wymiary całkowite	670x540x1400 mm
Wysokość od podłoża do blatu szuflady	750 mm
Wymiary szuflady	450x320x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	400x270 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x270x105 mm
Wymiary półki pod aparaturę	390x340 mm
Powierzchnia użytkowa półki	345x295 mm
Koszyk na akcesoria	360x160x150 mm
Koła	75 mm, 2 z blokadą
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Kolorystyka	Elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL
Informacja dodatkowa	Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Jakość produkcji	Model wykonywany w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Kolorystyka i konfiguracja

Front szuflady oraz elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, zaślepka profilu, podkładka profilu, redukcja wysięgnika, koszyk i uchwyt do prowadzenia, mogą być lakierowane na wybrany kolor z palety RAL. Materiał maskownicy i zaślepki (tworzywo lub stal) zależy od wybranego koloru RAL oraz konfiguracji wyposażenia.

FAQ

Czy wysięgnik kroplówki znajduje się w standardowym wyposażeniu tego modelu?

Tak. Wózek pod aparaturę medyczną AP1 w tej konfiguracji jest wyposażony w dwustronny wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na cztery haczyki.

Jakie są wymiary szuflady w wózku AP1?

Szuflada ma wymiary 450 x 320 x 155 mm, a wysokość jej frontu wynosi 130 mm. Powierzchnia użytkowa szuflady to 375 x 270 x 105 mm.

Czy wózek posiada półkę pod aparaturę medyczną?

Tak. Model AP1 został wyposażony w półkę pod aparaturę o wymiarach 390 x 340 mm. Powierzchnia użytkowa półki wynosi 345 x 295 mm.

Czy można wybrać kolor elementów wózka?

Tak. Front szuflady oraz wybrane elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor z palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy elementy wózka można dopasować kolorystycznie do wyposażenia placówki?

Tak. Model AP1 daje możliwość dopasowania wyglądu do standardu wizualnego placówki. Front szuflady oraz wybrane elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor z palety RAL, a na życzenie istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Do jakich zastosowań nadaje się ten wózek pod aparaturę medyczną?

Wózek AP1 sprawdza się w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych, pracowniach fizykoterapii oraz innych stanowiskach

medycznych, gdzie potrzebne jest mobilne ustawienie aparatury i wygodny dostęp do akcesoriów.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stojaki do kroplówek](#)
- [Stoliki pod aparaturę medyczną](#)
- [Wózki medyczne z wyposażeniem](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary