

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-aparature-szpitalna-p-2718.html>

Wózek pod aparaturę medyczną z 3 szufladami i szufladą pod klawiaturę

Cena brutto	7 500,00 zł
Cena netto	6 944,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP3
Kod producenta	AP3-L(S(3))R(S(Y1))-106-100-ABS

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną z 3 szufladami i szufladą pod klawiaturę to model przeznaczony do organizacji stanowiska pracy z aparaturą medyczną w szpitalach, klinikach i gabinetach. Konstrukcja łączy duży blat roboczy, zamkniętą część szufladową oraz dodatkową szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę, dzięki czemu ułatwia wygodne ustawienie urządzenia i uporządkowanie akcesoriów.

Model został wykonany na **stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe są zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

Blat, szafka oraz szuflada pod klawiaturę wykonane są ze stali lakierowanej na biało. Blat i szafka mają pogłębienie, a fronty szuflad mogą być lakierowane na kolor z palety RAL. Również elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu i fronty szuflad, mogą być wykonane w kolorze według palety RAL.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona **wkoła o średnicy 100 mm**, w tym **2 z blokadą**. W standardzie model posiada także **1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami**.

To dobry wybór dla placówek, które potrzebują mobilnego wózka aparaturowego z wyraźnie wydzieloną przestrzenią roboczą i szufladową. Zastosowanie szuflady z wysuwaną półką pod klawiaturę pomaga wygodnie korzystać ze sprzętu tam, gdzie obok aparatury potrzebna jest również obsługa komputera lub wprowadzanie danych.

Najważniejsze cechy

- 1 blat 1060x500 mm
- 1 szafka z 3 szufladami 500x500x413 mm
- 1 szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm
- 1 szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało
- 2 kanały montażowe po obu stronach profilu nośnego
- kanały montażowe zabezpieczone maskownicą przed gromadzeniem się brudu
- blat, szafka i szuflada pod klawiaturę stalowe, lakierowane na biało
- fronty szuflad i elementy dekoracyjne w kolorze według palety RAL
- podstawa stalowa z osłoną ABS i kołami 100 mm, w tym 2 z blokadą

Dane techniczne

Typ produktu

Wózek pod aparaturę medyczną

Wymiary całkowite	1170 x 580 x 1000 mm
Błat	1060 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	1010 x 450 mm
Szafka z 3 szufladami	500 x 500 x 413 mm
Wysokość frontów szuflad	3 x 130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Szuflada pod klawiaturę	500 x 500 x 85 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady pod klawiaturę	430 x 225 x 40 mm
Szyna instrumentalna	1 szt.
Koła	100 mm, 2 z blokadą
Kolor konstrukcji	Biały; istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
System jakości produkcji	Produkcja w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Wykonanie i funkcjonalność

Wózek został zaprojektowany z myślą o pracy z aparaturą medyczną oraz o wygodnej organizacji stanowiska. Duży blat górny daje miejsce na urządzenie lub zestaw aparaturowy, część szufladowa ułatwia przechowywanie akcesoriów, a osobna szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę zwiększa komfort codziennej obsługi sprzętu.

Aluminiowy profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach pozwala dopasować położenie elementów bez wykonywania dodatkowych otworów. To rozwiązanie ułatwia konfigurację wózka i pomaga utrzymać estetykę konstrukcji.

FAQ

Czy ten model ma 3 szuflady?

Tak. Wózek jest wyposażony w szafkę z 3 szufladami o wymiarach 500 x 500 x 413 mm oraz dodatkową szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę.

Czy wózek ma miejsce na klawiaturę?

Tak. Model posiada szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach 500 x 500 x 85 mm. Powierzchnia użytkowa tej szuflady wynosi 430 x 225 x 40 mm.

Czy elementy można dopasować kolorystycznie?

Tak. Fronty szuflad oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor z palety RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy koła mają blokadę?

Tak. Wózek wyposażono w koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą.

Co znajduje się w standardowym wyposażeniu?

W standardzie model ma blat, szafkę z 3 szufladami, szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę oraz 1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózki medyczne](#)
- [Stojaki pod aparaturę medyczną](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary