

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-sprzet-medyczny-p-1952.html>



## Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-002

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 134,00 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>3 827,78 zł</b>                    |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                    |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-K-1 G-002</b>              |
| Kod producenta   | <b>G-03-2PS(2)-45-90-ABS3-0000-K6</b> |

### Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-002 z 2 półkami i szafką 2-szufladową to model przeznaczony do organizacji stanowiska pracy z aparaturą diagnostyczną i pomocniczym osprzętem medycznym. Układ 2 półek 450 x 320 mm oraz szafki z 2 szufladami ułatwia rozdzielanie urządzenia, akcesoriów, przewodów i materiałów pomocniczych, a mobilna podstawa pozwala wygodnie przemieszczać stolik w obrębie gabinetu, pracowni lub sali zabiegowej.

**To wariant oparty na szynach instrumentalnych i klipsach do przewodów**, a nie model z wysięgnikiem do kabli i drenów. Dzięki temu karta jest precyzyjnie dopasowana do użytkowników, którzy szukają stolika pod aparaturę medyczną z uporządkowanym systemem prowadzenia wyposażenia przy stanowisku pracy.

### Najważniejsze cechy modelu K-1 G-002

- 2 półki o wymiarach 450 x 320 mm,
- 1 szafka z 2 szufladami,
- wysokość frontu szuflad: 2 x 130 mm,
- 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1 listwa zasilająca,
- 3 klipsy do przewodów,
- 1 wieszak kroplówki,
- regulacja wysokości położenia blatów i szafki,
- możliwość rozbudowy w przyszłości bez wykonywania dodatkowych otworów.

### Wykonanie i funkcjonalność

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny ma 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia blatów oraz szafki, a także późniejszą rozbudowę stolika wyłącznie za pomocą elementów złącznych. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą, która ogranicza gromadzenie się zabrudzeń.

Półki i szuflady są stalowe, lakierowane proszkowo na biało. Fronty szuflad ze ściętymi narożnikami są malowane na wybrany kolor RAL. Błat posiada pogłębienie, które poprawia stabilność ustawionej aparatury i akcesoriów.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

### Dane techniczne

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu                   | Stolik pod aparaturę medyczną                                                                                                |
| Numer katalogowy               | SM-TMBY-K-1 G-002                                                                                                            |
| Kod producenta                 | G-03-2PS(2)-45-90-ABS3                                                                                                       |
| Układ                          | 2 x półka 450 x 320 mm + 1 x szafka z 2 szufladami                                                                           |
| Wysokość frontu szuflad        | 2 x 130 mm                                                                                                                   |
| Wyposażenie standardowe        | 2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, 1 x listwa zasilająca, 3 x klips do przewodów, 1 x wieszak kroplówki |
| Stelaż                         | Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach                                         |
| Regulacja / rozbudowa          | Regulacja wysokości położenia blatów i szafki, rozbudowa bez konieczności wykonywania otworów                                |
| Zabezpieczenie kanałów         | Maskownica ograniczająca gromadzenie się brudu                                                                               |
| Półki i szuflady               | Stal lakierowana proszkowo na biało                                                                                          |
| Błat                           | Z pogłębieniem                                                                                                               |
| Fronty szuflad                 | Ścięte narożniki, kolor wg wzornika RAL                                                                                      |
| Podstawa                       | Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym                                                                             |
| Koła                           | Średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą                                                                                            |
| Wymiary stolika                | 550 x 435 x 900 mm                                                                                                           |
| Wymiary półki                  | 450 x 320 mm                                                                                                                 |
| Powierzchnia użytkowa półki    | 400 x 270 mm                                                                                                                 |
| Wymiary szafki                 | 450 x 320 x 284 mm                                                                                                           |
| Powierzchnia użytkowa szuflady | 375 x 280 x 105 mm                                                                                                           |
| Opcja kolorystyczna            | Możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym                                                                       |

## Zastosowanie

Model sprawdza się jako stolik pod aparaturę medyczną w gabinetach diagnostycznych, zabiegowych i specjalistycznych, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko z półkami, zamkniętą przestrzenią na akcesoria oraz uporządkowanym prowadzeniem przewodów i wyposażenia pomocniczego.

## Powiązane produkty i kategorie

- [Zobacz wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wybierz model z wysięgnikiem do kabli i drenów](#), jeśli potrzebujesz rozbudowanego prowadzenia przewodów
- [Zobacz wariant z głowicą na dreny](#) do bardziej specjalistycznych zastosowań
- [Sprawdź model 4-półkowy](#), jeśli potrzebujesz większej liczby poziomów roboczych
- [Zobacz także stojaki do kroplówek](#) i wyposażenie uzupełniające

## FAQ

### Czy stolik ma w standardzie listwę zasilającą?

Tak. Model SM-TMBY-G-002 jest wyposażony standardowo w 1 listwę zasilającą.

### Jakie elementy do organizacji przewodów są w zestawie?

W standardzie znajdują się 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami oraz 3 klipsy do przewodów.

### Czy stolik ma wieszak kroplówki?

Tak. W standardowym wyposażeniu znajduje się 1 wieszak kroplówki.

### Czy można regulować wysokość położenia półek i szafki?

Tak. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia blatów i szafki.

### Czym ten model różni się od wariantów z wysięgnikiem do kabli i drenów?

Wariant ten opiera się na 2 szynach instrumentalnych i 3 klipsach do przewodów. Jeśli potrzebujesz modelu z wysięgnikiem lub głowicą do kabli i drenów, lepszym wyborem będzie inny wariant z tej serii.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor elementów dekoracyjnych T:** RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL

---

1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary