

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-sprzet-medyczny-p-2032.html>



Stolik pod sprzęt medyczny

Cena brutto	4 350,00 zł
Cena netto	4 027,78 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-03-E-KO
Kod producenta	D-03-S(1)2T-66-KO-K5-W KR2.(295)x95x85.KO.EP- 200

Opis produktu

Stolik Medyczny ze Stali Kwasoodpornej - Wyjątkowy Design, Doskonała Funkcjonalność

Nasza oferta obejmuje innowacyjny stolik medyczny, zaprojektowany z myślą o profesjonalistach w branży medycznej. Został stworzony z najwyższą dbałością o detale, aby spełnić najwyższe standardy użytkowania. Ten stolik doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju placówkach medycznych, gabinetach lekarskich czy szpitalach.

Cechy Produktu:

Solidna Konstrukcja: Całość stolika wykonana jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co zapewnia trwałość i odporność na warunki środowiskowe.

Funkcjonalność na Wysokim Poziomie: Stolik wyposażony jest w wyjmowaną tacę o wymiarach 705x390x18 mm, idealną do przechowywania i transportu sprzętu medycznego. Dodatkowo, dwie tace o wymiarach 650x390x18 mm zapewniają dodatkową przestrzeń roboczą.

Praktyczna Szuflada: Szuflada o wymiarach 655x385x155 mm idealnie nadaje się do przechowywania drobnych akcesoriów medycznych, zapewniając porządek i łatwy dostęp.

Zintegrowany Koszyk na Akcesoria: Specjalnie zaprojektowany koszyk o wymiarach 295x95x85 mm umożliwia przechowywanie dodatkowych akcesoriów w jednym miejscu, co ułatwia organizację pracy.

Stelaż z Kołami: Stelaż wyposażony w solidne koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, gwarantuje łatwe przemieszczanie stolika po pomieszczeniu. Uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm dodatkowo ułatwia obsługę.

Pokrywa Uchylna na Odpady: Stelaż wyposażony jest w pokrywę uchylną z tworzywa w kolorze szarym, stanowiącą praktyczne rozwiązanie do utrzymania czystości w miejscu pracy.

Wymiary Całkowite: 1000x480x890 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą przy jednoczesnym zachowaniu ergonomicznych wymiarów.

Stolik Medyczny ze Stali Kwasoodpornej to nie tylko produkt, ale także rozwiązanie, które spełnia potrzeby wymagających profesjonalistów. Wybierając nasz stolik, inwestujesz w jakość i funkcjonalność, której potrzebujesz w codziennej pracy medycznej.

Stolik pod sprzęt medyczny, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 1000x480x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**