

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-pod-urzadzenia-medyczne-p-1947.html>



Stolik pod aparaturę medyczną G-004 z 2 półkami i szufladą

Cena brutto	3 645,00 zł
Cena netto	3 375,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-004

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną G-004 - 2 półki, szuflada i wyposażenie standardowe

Stolik pod aparaturę medyczną G-004 to model przeznaczony do wygodnego ustawienia oraz przemieszczania aparatury medycznej w gabinetach, pracowniach diagnostycznych i innych placówkach ochrony zdrowia. Ta konkretna konfiguracja została wyposażona w **2 półki o wymiarach 450 × 320 mm**, **1 szufladę**, **listwę zasilającą**, **wieszak kroplówki** oraz **wysięgnik dwuprzegubowy z głowicą do kabli i drenów**.

Największą zaletą tego modelu jest połączenie kompaktowych wymiarów z wyposażeniem, które realnie porządkuje stanowisko pracy. G-004 ułatwia organizację przewodów, akcesoriów i drobnych elementów aparatury, a jednocześnie pozwala zachować mobilność dzięki kołom o średnicy 75 mm, w tym dwóm z blokadą.

Najważniejsze cechy modelu G-004

- **2 półki 450 × 320 mm** do ustawienia aparatury i akcesoriów,
- **1 szuflada** z frontem o wysokości 130 mm,
- **listwa zasilająca** w wyposażeniu standardowym,
- **wieszak kroplówki** w wyposażeniu standardowym,
- **wysięgnik dwuprzegubowy** z dwoma elementami podtrzymującymi kable na ramieniu,
- **głowica do kabli i drenów** o średnicach 16 mm, 20 mm i 25 mm,
- **stelaż z profilu aluminiowego** lakierowanego proszkowo na biało,
- **2 kanały montażowe po obu stronach profilu nośnego**,
- **regulacja położenia blatów i szuflady**,
- **możliwość późniejszej rozbudowy** bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów,
- **podstawa stalowa** lakierowana proszkowo na biało,
- **koła 75 mm**, w tym dwa z blokadą.

Wyposażenie standardowe

- 2 × półka 450 × 320 mm,
- 1 × szuflada,
- 1 × wysięgnik dwuprzegubowy wyposażony w dwa elementy podtrzymujące kable na ramieniu,
- 1 × głowica do kabli i drenów: 16 mm / 20 mm / 25 mm,
- 1 × listwa zasilająca,
- 1 × wieszak kroplówki.

Wykonanie i konstrukcja

Model G-004 został wykonany z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co pozwala regulować wysokość położenia blatów i szuflady oraz rozbudować stolik w przyszłości za pomocą elementów łącznych, bez wykonywania dodatkowych otworów.

Półki, szuflada i podstawa są stalowe i lakierowane proszkowo na biało. Górny blat ma **pogłębienie**, co poprawia bezpieczeństwo odkładanych elementów. Podstawa została wyposażona w **koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm**, w tym dwa z blokadą. Standardowy kolor stolika to **biały**.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Stolik pod aparaturę medyczną
Model	G-004
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-004
Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego	530 × 400 × 900 mm
Wymiary półki	450 × 320 mm
Wymiary powierzchni użytkowej półki	400 × 270 mm
Wymiary szuflady	450 × 320 × 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady	375 × 280 × 105 mm
Konstrukcja stelaża	Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Półki / szuflada / podstawa	Stal lakierowana proszkowo na biało
Koła	Ø 75 mm, w tym 2 z blokadą
Wyposażenie standardowe	Listwa zasilająca, wieszak kroplówki, wyciąg dwuprzegubowy, głowica do kabli i drenów 16 / 20 / 25 mm
Kolor standardowy	Biały

Zastosowanie

Stolik pod aparaturę medyczną G-004 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kompaktowe stanowisko do ustawienia aparatury oraz uporządkowania przewodów i akcesoriów. To dobry wybór do gabinetów diagnostycznych, zabiegowych, pracowni i innych pomieszczeń medycznych, w których ważna jest mobilność, łatwe utrzymanie czystości i możliwość dalszej rozbudowy wyposażenia.

FAQ

Czy stolik G-004 ma listwę zasilającą w standardzie?

Tak. W modelu G-004 listwa zasilająca należy do wyposażenia standardowego.

Czy stolik jest wyposażony w wieszak kroplówki?

Tak. Wieszak kroplówki znajduje się w standardowym wyposażeniu tego modelu.

Jakie średnice obsługuje głowica do kabli i drenów?

Głowica została przystosowana do kabli i drenów o średnicach 16 mm, 20 mm i 25 mm.

Czy można regulować położenie półek i szuflady?

Tak. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach pozwala regulować położenie elementów oraz rozbudować stół w przyszłości bez wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są wymiary stolika G-004?

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 530 × 400 × 900 mm. Każda półka ma 450 × 320 mm, a szuflada 450 × 320 × 155 mm.

Powiązane kategorie i produkty

- [Zobacz wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Porównaj z modelem AP1 – wózek pod aparaturę medyczną z 2 półkami i szufladą](#)
- [Sprawdź także wariant z 4 półkami](#)