

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-wielofunkcyjny-asystor-kosmetyczny-z-2-polkami-i-2-szufladami-p-2070.html>



Stolik wielofunkcyjny – asystor kosmetyczny z 2 półkami i 2 szufladami

Cena brutto	3 030,00 zł
Cena netto	2 805,56 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-B-04ST
Kod producenta	B-03-2PS(2)-80-K5

Opis produktu

Stolik wielofunkcyjny – asystor kosmetyczny z 2 półkami i 2 szufladami to mobilne wyposażenie do gabinetu kosmetycznego, zabiegowego, SPA oraz stanowisk, w których liczy się wygodna organizacja akcesoriów i szybki dostęp do niezbędnych materiałów. Model oparto na lekkim, a jednocześnie stabilnym **stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało** oraz stalowej podstawie jezdnej z kołami o średnicy 75 mm.

To konfiguracja dopasowana do pracy, w której potrzebne są zarówno **dwie odkładane półki z podniesionym rantem**, jak i **szafka z 2 szufladami** oraz dodatkowym blatem roboczym. Dzięki temu stolik pomaga utrzymać porządek na stanowisku i ułatwia rozmieszczenie narzędzi, preparatów oraz drobnego wyposażenia.

Najważniejsze cechy asystora kosmetycznego

- **2 półki z podniesionym rantem** o wymiarach 450x320x10 mm,
- **szafka z 2 szufladami** i blatem z podniesionym rantem,
- **blat szafki** o wymiarach 450x320x10 mm,
- **powierzchnia użytkowa szuflady:** 375x280x105 mm,
- **rączka do przemieszczania typ UC-09,**
- **koła o średnicy 75 mm**, w tym 2 z blokadą,
- **profil nośny z 2 kanałami montażowymi** po obu stronach,
- możliwość **regulacji położenia blatów i szafki** oraz rozbudowy stolika w przyszłości.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny ma **dwa kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia półek i szafki oraz późniejszą rozbudowę wyposażenia wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Jakość wykonania i standard produkcji

Asystor kosmetyczny jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem **wymagań środowiskowych**, co potwierdza uporządkowany standard wytwarzania oraz kontrolę jakości na etapie produkcji.

Podstawę stanowi **stalowa konstrukcja lakierowana proszkowo na biało**, wyposażona w **koła w obudowie ze stali ocynkowanej** o średnicy 75 mm. Dwa koła mają blokadę, co ułatwia stabilne ustawienie stolika w miejscu pracy i bezpieczne korzystanie z niego podczas zabiegów.

Półki wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 i wyposażono w podniesiony rant, który ogranicza ryzyko zsunęcia się odkładanych przedmiotów. **Szuflady standardowo są stalowe i lakierowane proszkowo na białe**; za dopłatą mogą zostać wykonane ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

Zastosowanie w gabinecie

Ten **asystor kosmetyczny na kółkach** sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilność, wygodne odkładanie akcesoriów oraz łatwy dostęp do zawartości szuflad. Może być wykorzystywany w **gabinetach kosmetycznych**, strefach **SPA**, gabinetach zabiegowych oraz przy stanowiskach, gdzie ważna jest czytelna organizacja wyposażenia i estetyka miejsca pracy.

Dwie półki i blat szafki tworzą wygodną przestrzeń roboczą, a zamknięte szuflady pomagają utrzymać porządek oraz ograniczyć widoczność drobnych akcesoriów. To rozwiązanie szczególnie przydatne wtedy, gdy stanowisko pracy musi być jednocześnie funkcjonalne i schludne.

Wymiary i dane techniczne

- **wymiary całkowite:** 500x400x800 mm,
- **wysokość:** od podłoża do blatu,
- **wymiary półki:** 450x320x10 mm,
- **wymiary szafki:** 450x320x285 mm,
- **wymiary powierzchni użytkowej szuflady:** 375x280x105 mm,
- **średnica kół:** 75 mm,
- **kolor standardowy:** biały.

W skrócie: to biały **stolik wielofunkcyjny do gabinetu kosmetycznego**, który łączy mobilną podstawę, 2 półki z rantem oraz szafkę z 2 szufladami. Jego przewagą nad bardziej ogólnymi stolikami pomocniczymi jest rozbudowana konfiguracja robocza, możliwość regulacji położenia elementów oraz opcja dalszej rozbudowy wyposażenia.

Powiązane kategorie

Zobacz również: [stoliki wielofunkcyjne](#), [stoliki medyczne lakierowane](#) oraz [wyposażenie gabinetu](#).

Najczęściej zadawane pytania – asystor kosmetyczny z 2 półkami i 2 szufladami

Czy ten asystor kosmetyczny ma 2 półki i 2 szuflady?

Tak. Model wyposażono w **2 półki z podniesionym rantem** oraz **szafkę z 2 szufladami** i dodatkowym blatem roboczym. Taka konfiguracja ułatwia organizację akcesoriów, kosmetyków i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy.

Z jakiego materiału wykonano półki i szuflady?

Półki wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Standardowo **szuflady są stalowe, lakierowane proszkowo na białe**. Za dopłatą możliwe jest wykonanie szuflad ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**.

Czy można regulować położenie półek i szafki?

Tak. Stelaż ma **profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach**, co umożliwia regulację położenia półek i szafki oraz późniejszą rozbudowę stolika o dodatkowe wyposażenie bez konieczności wykonywania otworów.

Jakie są wymiary całkowite tego stolika wielofunkcyjnego?

Wymiary całkowite wynoszą 500x400x800 mm. Wysokość 800 mm jest liczona **od podłoża do blatu**. Wymiary półki to **450x320x10 mm**, a wymiary szafki **450x320x285 mm**.

Czy asystor kosmetyczny jest mobilny i stabilny?

Tak. Podstawa stalowa została wyposażona w **koła o średnicy 75 mm** w obudowie ze stali ocynkowanej. **Dwa koła mają blokadę**, co ułatwia bezpieczne ustawienie stolika w wybranym miejscu pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące