

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-wielofunkcyjny-k-5-a-01-ko-ze-stali- kwasoodpornej-p-2058.html>



Stolik wielofunkcyjny medyczny K-5 A-01 KO ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	1 240,00 zł
Cena netto	1 148,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-5-A-01-KO
Kod producenta	A-01-B-KO-0-K4.3

Opis produktu

Stolik wielofunkcyjny medyczny K-5 A-01 KO to mobilny asystor z **1 blatem z pogłębieniem**, wykonany ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Model przeznaczony jest do organizacji podręcznych narzędzi, materiałów i akcesoriów w gabinetach, punktach zabiegowych oraz innych placówkach medycznych.

To wariant **jednoblatowy, bez szuflad**, osadzony na **pięcioramiennej podstawie** o średnicy 600 mm. Stolik wyposażono w **podwójne koła o średnicy 55 mm**, w tym **3 z blokadą**.

Specyfikacja modelu K-5 A-01 KO

- blat z pogłębieniem ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- wymiary blatu: **450 x 450 mm**,
- powierzchnia użytkowa blatu: **400 x 400 mm**,
- wysokość całkowita: **800 mm**,
- średnica podstawy: **600 mm**,
- pięcioramienna podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **55 mm**,
- **3 koła z blokadą**.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem **wymagań środowiskowych**.

Zastosowanie

Model K-5 A-01 KO może pełnić funkcję **stolika wielofunkcyjnego medycznego** lub **asystora medycznego** tam, gdzie potrzebna jest prosta, mobilna i kompaktowa konstrukcja z blatem roboczym ze stali kwasoodpornej.

Dane techniczne

Model	K-5 A-01 KO
Typ	stolik wielofunkcyjny / asystor medyczny
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Blat	1 blat z pogłębieniem
Wymiary blatu	450 x 450 mm

Powierzchnia użytkowa blatu	400 × 400 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Średnica podstawy	600 mm
Koła	podwójne, 55 mm, 3 z blokadą

Sprawdź również: [stoliki wielofunkcyjne](#), [stoliki zabiegowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Najczęściej zadawane pytania

Czy blat wykonano ze stali kwasoodpornej?

Tak. Blat z pogłębieniem wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Jakie wymiary ma blat stolika?

Blat ma 450 × 450 mm, a powierzchnia użytkowa wynosi 400 × 400 mm.

Jaka jest wysokość całkowita modelu K-5 A-01 KO?

Wysokość całkowita stolika wynosi 800 mm.

Czy stolik ma blokadę kół?

Tak. Model posiada podwójne koła o średnicy 55 mm, w tym 3 z blokadą.

Czy jest to stolik z szufladami?

Nie. To model jednobladowy, bez szuflad.

W jakim standardzie prowadzona jest produkcja?

Producent pracuje w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.