

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-przyrzady-stomatologiczne-asystor-p-2063.html>



Stolik na przyrządy stomatologiczne Asystor

Cena brutto	3 321,00 zł
Cena netto	3 075,00 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04ST
Kod producenta	A-01-S(3)-ST-0000-K4.3

Opis produktu

Stolik na przyrządy stomatologiczne Asystor - Praktyczne Wyposażenie dla Profesjonalistów

Stolik na przyrządy stomatologiczne Asystor to niezawodne rozwiązanie dla każdego gabinetu dentystycznego, zapewniające efektywność i funkcjonalność na najwyższym poziomie. Ten wyjątkowy stolik został zaprojektowany z myślą o codziennych potrzebach stomatologów, oferując zaawansowane wyposażenie i solidne wykonanie.

Wyposażenie:

- Trzy szuflady o imponującej wysokości frontu (3x130 mm) zapewniają wygodne przechowywanie i łatwy dostęp do narzędzi i materiałów.
- Błat ze stali lakierowanej proszkowo z pogłębieniem gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd, umożliwiając skoncentrowane wykonywanie prac.
- Szafka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w eleganckim białym kolorze z frontem malowanym na wybrany odcień RAL, co pozwala na dopasowanie do wnętrza gabinetu.
- Wierzchnia część korpusu szafki zawiera praktyczne pole odkładcze, stanowiące idealną powierzchnię roboczą o wymiarach 400x400 mm. Dodatkowo, korpus szafki został wyposażony w materiał wygłuszający, nie tylko redukujący dźwięki, ale także niechłonnący wilgoć oraz minimalizujący wibracje, co podnosi komfort pracy.

Konstrukcja:

- Podstawa stolika, lakierowana proszkowo na biało, opiera się na stabilnej pięcioramiennej konstrukcji. Pięć podwójnych kółek o średnicy 55 mm wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego zapewnia płynne przemieszczanie się stolika, a trzy z nich posiadają blokadę, co gwarantuje stabilność podczas pracy.
- Wysokość całkowita stolika wynosi 800 mm, a średnica podstawy to 600 mm, co zapewnia nie tylko wygodę użytkowania, ale także bezpieczeństwo.

Dodatkowe Informacje:

- Wymiary szafki wynoszą 450x450x413 mm (szerokość x głębokość x wysokość), dostarczając wystarczającą przestrzeni na przechowywanie niezbędnych narzędzi i materiałów.
- Produkt w pełni wyprodukowany w kraju, co gwarantuje wysoką jakość wykonania i spełnienie standardów.
- Stolik na przyrządy stomatologiczne Asystor posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o jego zaawansowanych właściwościach i zastosowaniu w środowisku medycznym.
- Cena stolika zawiera stawkę VAT w wysokości 8%.

Wraz z Stolikiem na przyrządy stomatologiczne Asystor zyskujesz niezastąpione wsparcie podczas wykonywania procedur

stomatologicznych, zapewniając sobie i pacjentom komfort i bezpieczeństwo na każdym etapie pracy.

Stolik na przyrządy stomatologiczne Asystor, dane techniczne:

- wysokość całkowita: 800 mm
- średnica podstawy: 600 mm
- wymiary szafki: 450x450x413 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu TMBY: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary