

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-wielofunkcyjny-na-oddzialy-szpitalne-p-1964.html>



## Stolik wielofunkcyjny na oddziały szpitalne

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 590,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>1 472,22 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-C-02-66</b>  |
| Kod producenta   | <b>C-02-BP-66-ST-K5</b> |

### Opis produktu

Prezentujemy Państwu nasz unikalny stolik wielofunkcyjny, idealny do zastosowania na oddziałach szpitalnych. Ten solidnie wykonany stolik został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i wygodzie personelu medycznego.

Stelaż stolika wykonany jest z trwałej, aluminiowo-stalowej konstrukcji, pokrytej białym proszkowym lakierem. Posiada on specjalne kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu, stolik można dostosować do indywidualnych potrzeb i wygody użytkownika.

Nasz stolik został przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego za pomocą specjalnych elementów złącznych, co eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych otworów. To sprawia, że dodawanie i konfigurowanie akcesoriów jest szybkie i łatwe.

Stolik jest wyposażony w wytrzymałe koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanych obudowach stalowych. Dwa z tych kół posiadają blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Ponadto, stolik posiada uchwyty do prowadzenia, wykonane z pręta o średnicy 8 mm, które stanowią integralną część konstrukcji.

Błat i półka stolika wykonane są ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Błat ma wymiary 705x415x20 mm, a półka 655x415x20 mm. Powierzchnia użytkowa półki zapewnia obszerną przestrzeń o wymiarach 652x412x17 mm.

Całkowite wymiary stolika to 770x430x880 mm, co sprawia, że jest on kompaktowy, ale jednocześnie oferuje dużą powierzchnię roboczą.

Nasz stolik wielofunkcyjny na oddziały szpitalne to niezawodne i praktyczne rozwiązanie, które spełni oczekiwania personelu medycznego. Dzięki jego solidnej konstrukcji i funkcjonalności, zapewni on wygodę i efektywność pracy na co dzień.

### Stolik wielofunkcyjny na oddziały szpitalne, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

---

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**