

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-wielofunkcyjny-oddzialowy-p-2761.html>



Stolik wielofunkcyjny oddziałowy

Cena brutto	2 700,00 zł
Cena netto	2 500,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02/B1 (ST)
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-ST-K5-WS TW2.01.ST.9003.ABS3-2 00

Opis produktu

Prezentujemy Państwu nasz innowacyjny stolik wielofunkcyjny oddziałowy, który spełni wszystkie potrzeby i oczekiwania w zakresie funkcjonalności i praktyczności. To doskonałe rozwiązanie do organizacji przestrzeni pracy, zarówno w biurze, laboratorium, jak i w innych miejscach wymagających efektywnego wykorzystania powierzchni.

Stolik został zaprojektowany z myślą o optymalizacji codziennych zadań i dostarczeniu maksymalnej wygody użytkownika. Jego główne elementy składają się z solidnego stelaża aluminiowo-stalowego, lakierowanego proszkowo na biało, co zapewnia nie tylko trwałość, ale także estetyczny wygląd.

Nasze rozwiązanie wyróżnia się wyjątkową elastycznością i możliwościami dostosowania. Dzięki kanałom montażowym po wewnętrznej stronie stelaża, możesz dowolnie regulować wysokość półek, zapewniając optymalne ułożenie potrzebnego wyposażenia. Co więcej, konstrukcja stelaża umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów za pomocą specjalnych elementów łącznych, eliminując konieczność wykonywania otworów, co pozwala na łatwą i szybką personalizację stolika zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Stolik został wyposażony w solidne, 75-milimetrowe koła, w tym dwa z blokadą, umożliwiające łatwe przemieszczanie się stolika po pomieszczeniu. Dzięki uchwyty do prowadzenia zintegrowanym z konstrukcją, możesz łatwo i bezpiecznie przemieszczać stolik, korzystając z pręta o średnicy 8 mm.

Powierzchnia blatu górnego i półki wykonane są ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co gwarantuje wysoką trwałość, odporność na uszkodzenia i łatwość utrzymania w czystości. Blat został dodatkowo wyposażony w podniesiony rant, który zabezpiecza przed przypadkowym zsuwaniem się przedmiotów.

Dodatkowym elementem tego stolika jest szuflada stalowa, lakierowana proszkowo na biało, która zapewnia wygodne przechowywanie drobnych przedmiotów. Ponadto, stolik posiada stelaż dedykowany do worka na odpady, wykonany z lakierowanej proszkowo stali, wraz z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 950x480x880 mm, a przestrzeń robocza na blacie górnym ma wymiary 705x415x20 mm

Stolik wielofunkcyjny oddziałowy, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x480x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm

-
- wymiary półki: 655x415x20 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm
 - wymiary szuflady: 655x385x155 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**