

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-chirurgiczny-p-1996.html>

Stolik zabiegowy chirurgiczny



Cena brutto	2 245,00 zł
Cena netto	2 078,70 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-BK(90)Q-66-ST-K5-WSTW2.01.ST

Opis produktu

Stolik zabiegowy chirurgiczny to funkcjonalne i solidne rozwiązanie, idealne do wykorzystania w profesjonalnych środowiskach medycznych. Jego konstrukcja została starannie zaprojektowana, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów.

Stelaż tego stolika wykonany jest z połączenia aluminium i stali, lakierowany proszkowo na biało, co nadaje mu estetyczny wygląd. Wewnątrz stelaża znajdują się kanały montażowe, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. To znaczy, że personel medyczny może dostosować stolik do indywidualnych potrzeb i preferencji. Co ważne, montaż dodatkowego wyposażenia odbywa się za pomocą specjalnych elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów w stelażu.

Stolik jest wyposażony w solidne, ocynkowane koła o średnicy 75 mm, z dwoma z nich wyposażonymi w blokadę. Dzięki temu, personel medyczny może łatwo przemieszczać stolik po pomieszczeniu, a następnie zablokować go w wybranym miejscu.

Błat górny stolika wykonany jest ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Jest on montowany na stałe do stelaża i posiada podniesiony rant, co zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów umieszczonych na blacie.

Dodatkowo, stolik jest wyposażony w półkę koszową, która jest stalowa i lakierowana proszkowo na biało. Ta półka może pomieścić różne przedmioty i narzędzia niezbędne podczas zabiegów.

Dwa kuwety, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, także znajdują się w wyposażeniu tego stolika. Są one odpowiednie do przechowywania płynów lub innych substancji, które mogą pojawić się w trakcie zabiegów.

W komplecie jest również stalowy stelaż do worka na odpady, lakierowany proszkowo na biało. Stelaż ten posiada pokrywę z tworzywa ABS w kolorze białym, co umożliwia bezpieczne i higieniczne przechowywanie odpadów medycznych.

Całkowite wymiary stolika to 950x430x880 mm. Błat górny ma wymiary 705x415x20 mm, półka koszowa - 655x405x90 mm, a kuweta - 395x325x65 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Ten stolik zabiegowy chirurgiczny to niezawodne narzędzie, które zapewnia wygodę, funkcjonalność i trwałość w profesjonalnym środowisku medycznym. Dzięki swojej elastycznej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, stolik ten spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających procedur medycznych.

Stolik zabiegowy chirurgiczny, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**