

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-chromowany-p-1362.html>



Stolik zabiegowy chromowany

Cena brutto	1 494,00 zł
Cena netto	1 383,33 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-STZ2

Opis produktu

Odkryj doskonałość w organizacji i mobilności z naszym nowoczesnym stolikiem zabiegowym chromowanym, idealnym rozwiązaniem do transportu narzędzi, leków i materiałów sterylnych w szpitalach, laboratoriach oraz gabinetach zabiegowych. Ten funkcjonalny stolik zapewnia łatwość w przemieszczaniu się na krótkich dystansach, dzięki solidnym kółkom jezdnych, z których 2 posiadają hamulec, gwarantujący stabilność w trakcie użytkowania.

Nasza propozycja w kolorze białym wyróżnia się metalowymi półkami, precyzyjnie pomalowanymi proszkowo, co nie tylko nadaje mu elegancji, ale także zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Z kolei stolik chromowany zyskuje na funkcjonalności dzięki półkom wykonanym ze stali nierdzewnej, gwarantującej odporność na korozję oraz długotrwałą estetykę.

Z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników, nasz stolik zabiegowy został starannie zaprojektowany z uwzględnieniem praktycznych aspektów. Jego wymiary (74 cm długości, 44 cm szerokości, 83,8 cm wysokości) sprawiają, że doskonale sprawdza się zarówno w mniejszych, jak i większych przestrzeniach. Dodatkowo, półka górna o wymiarach 54,6 x 44,4 cm oraz półka dolna o rozmiarze 74,6 x 44,4 cm dostarczają wystarczającej przestrzeni do przechowywania niezbędnych materiałów.

Stolik jest nie tylko praktyczny, ale także bezpieczny, dzięki dopuszczalnemu obciążeniu na półkę wynoszącemu 15 kg. To solidne i wytrzymałe rozwiązanie, które sprostą oczekiwaniom w zakresie mobilności i organizacji w profesjonalnych środowiskach medycznych. Daj sobie szansę na efektywne i komfortowe przemieszczanie się w trakcie pracy – wybierz stolik zabiegowy, który spełni Twoje oczekiwania!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor konstrukcji: Chromowana (standard) , Farba proszkowa (+ 600,00 zł)