

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-dla-dzieci-z-szafka-p-2973.html>



Stolik zabiegowy dla dzieci z szafką

Cena brutto	5 800,00 zł
Cena netto	5 370,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SAM-02S
Kod producenta	SAM-02S-0000-T_-K8.3

Opis produktu

Stolik zabiegowy dla dzieci z szafką stosowany w placówkach medycznych to idealne rozwiązanie dla profesjonalnej opieki nad małymi pacjentami. Stolik został zaprojektowany z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i wymagań dzieci, zapewniając zarówno wygodę, jak i funkcjonalność.

Jego konstrukcja składa się z jednego blatu oraz szafki, które idealnie wpisują się w potrzeby placówek medycznych. Błat, wykonany ze stalowej płyty lakierowanej proszkowo, został otoczony z trzech stron przez szybki z pleksi, co zapewnia bezpieczeństwo podczas zabiegów. Dodatkowo, blat jest wyposażony w tapicerowany materacyk, który zapewnia komfort i wygodę podczas leżenia.

Szafka z drzwiczkami lub szufladami, wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, dostarcza praktyczne rozwiązania przechowywania niezbędnych narzędzi i sprzętu medycznego. Wyposażona w koła o średnicy 100 mm, zapewnia łatwą mobilność stolika po pomieszczeniach medycznych. Front szafki, wykonany z płyty meblowej MDF, został lakierowany na kolor zgodny z paletą RAL, co nadaje stolikowi estetyczny wygląd.

Stolik jest także wyposażony w wysuwana półkę pod wagę. Ta półka, wykonana z płyty meblowej, jest idealnym miejscem do przechowywania i używania wagi. Jest ona dodatkowo zabezpieczona relingami, które zapobiegają zsunięciu się sprzętu. Dzięki systemowi cichego domykania, praca z półką pod wagę jest wygodna i bezpieczna.

Wymiary stolika wynoszą 1000x700x1050 mm, natomiast wymiary materacyka to 1000x700 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Wysokość do blatu wynosi 900 mm. Szafka ma wymiary 950x600x420 mm i jest wyposażona w półkę o wysokości użytkowej 2x190 mm. Powierzchnia użytkowa wysuwanej półki pod wagę ma wymiary 890x480x250 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do wykonywania zabiegów.

Stolik zabiegowy dla dzieci z szafką jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, zapewniającym komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas pracy z małymi pacjentami.

Stolik zabiegowy dla dzieci z szafką, cechy:

- na oddziały ginekologiczno-położnicze
- do pielęgnacji niemowląt jak i badań medycznych
- solidny i trwały
- blat stalowy lakierowany proszkowo, otoczony z trzech stron szybkami z pleksi

-
- zdejmowany, tapicerowany materacyk w kolorze do wyboru
 - szafka z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym
 - półka pod wagę z płyty meblowej wyposażona w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu, z systemem cichego domykania
 - front z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL
 - 4 koła w tym dwa z hamulcem
 - mobilny
 - sprzedawany z 8% VAT

Stolik zabiegowy dla dzieci z szafką, dane techniczne:

- Wymiary: 1000x700x1050 mm
- Wymiary materacyka: 1000x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wysokość do blatu: 900 mm
- Wymiary szafki: 950x600x420 mm (szafka wyposażona w półkę; wysokość użytkowa szafki 2x190 mm)
- Wymiary powierzchni użytkowej wysuwanej półki pod wagę: 890x480x250 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary