

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-dla-niemowlat-agatka-p-2648.html>

Stolik zabiegowy dla niemowląt AGATKA



Cena brutto	4 500,00 zł
Cena netto	4 166,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AGATKA-B (D)
Kod producenta	AGATKA-B(D)-90-PM_-0000-T_-N

Opis produktu

Prezentujemy Państwu Stolik zabiegowy dla niemowląt AGATKA - innowacyjne rozwiązanie, które doskonale spełnia potrzeby oddziałów pediatrycznych, noworodkowych, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych oraz żłobków. Nasz stolik zabiegowy został zaprojektowany z myślą o wygodzie maluchów i wygodnej pracy personelu medycznego.

Stolik zabiegowy AGATKA posiada solidny stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i wytrzymałych złączy ABS. Stelaż jest anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany przez Państwa kolor z bogatej palety RAL, co pozwala dopasować go do otoczenia i stworzyć przyjazną atmosferę.

Wypełnienie stolika wykonane jest z wysokiej jakości płyty meblowej, która została obustronnie laminowana. To gwarantuje trwałość, łatwość utrzymania czystości oraz ochronę przed uszkodzeniami. Błat stolika, również wykonany z płyty meblowej, posiada przyjemny biały kolor i jest wyposażony w materacyk, zapewniający komfort i bezpieczeństwo dla niemowląt podczas zabiegów.

Stolik AGATKA jest praktyczny i funkcjonalny dzięki szafce 1-drzwiowej i trzem szufladom. Szuflady wyposażone są w system cichego domykania, co pozwala na dyskretne przechowywanie niezbędnych akcesoriów i sprzętu medycznego. Dzięki temu wszystko jest zawsze na wyciągnięcie ręki, co przyspiesza procesy i usprawnia pracę personelu.

Nóżki stolika mają wysokość 100 mm i są regulowane, co pozwala na precyzyjne dopasowanie i poziomowanie stolika, nawet na nierównych powierzchniach. To zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas każdego zabiegu.

Stolik zabiegowy AGATKA ma wymiary 900x580x900 mm, a wymiary materacyka to 700x580 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Dzięki tym kompaktowym rozmiarom stolik jest łatwy w przenoszeniu i doskonale nadaje się do różnych pomieszczeń medycznych.

Nasz produkt jest wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o najwyższej jakości i zgodności z normami bezpieczeństwa. Stolik zabiegowy AGATKA jest sprzedawany ze stawką 8% VAT, a nasza firma gwarantuje profesjonalną obsługę i pełne wsparcie techniczne.

Postaw na innowacyjność, funkcjonalność i wygodę dla najmłodszych pacjentów.

Stolik zabiegowy dla niemowląt AGATKA, dane techniczne:

-
- Wymiary: 900x580x900 mm
 - Wymiary materaca: 700x580 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary