

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-dla-niemowlat-pod-wage-z-wysuwana-polka-p-2970.html>



Stolik zabiegowy dla niemowląt pod wagę z wysuwaną półką

Cena brutto	6 055,00 zł
Cena netto	5 606,48 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SAM-01zp
Kod producenta	SAM-02-0000-T_-K8.3

Opis produktu

Stolik zabiegowy dla niemowląt pod wagę z wysuwaną półką to praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewni wygodne i bezpieczne miejsce do przeprowadzania zabiegów na małych pacjentach. Stolik został starannie zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb personelu medycznego oraz komfortu maluszka.

Stolik wykonany jest z solidnych materiałów o wysokiej jakości, zapewniających trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Błat stolika wykonany jest z lakierowanej proszkowo stali i otoczony jest z trzech stron przez szybki z pleksi, które zapewniają bezpieczeństwo podczas zabiegów. Na blacie znajduje się tapicerowany materacyk, który zapewnia wygodę i delikatne podparcie dla niemowlęcia.

Stolik wyposażony jest w szafki i szuflady, które umożliwiają przechowywanie niezbędnego sprzętu i akcesoriów w zasięgu ręki. W zestawie znajduje się jedna szafka z trzema szufladami o wymiarach 470x600x420 mm, idealna do przechowywania mniejszych przedmiotów. Dodatkowo, jest również jedna szafka bez drzwiczek o tych samych wymiarach, wyposażona w półkę, co zapewnia dodatkową przestrzeń do organizacji i przechowywania.

Wysuwana półka pod wagę o wymiarach 890x480x250 mm jest wykonana z trwałej płyty meblowej i wyposażona w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu. Ta praktyczna funkcja pozwala na wygodne i bezpieczne ważenie niemowląt podczas zabiegów. Półka posiada również system cichego domykania.

Stolik zabiegowy dla niemowląt ma wymiary 1000x700x1050 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do wykonywania różnych procedur medycznych. Wymiary materacyka wynoszą 1000x700 mm, co zapewnia odpowiednie wsparcie dla niemowlęcia podczas leżenia na stole. Wysokość do blatu wynosi 900 mm, co zapewnia wygodę dla personelu medycznego podczas pracy.

Wymiary powierzchni użytkowej dwóch górnych szuflad to 415x530x110 mm, a dolnej szuflady to 415x530x95 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do przechowywania niezbędnych narzędzi i akcesoriów. Wymiary szafki bez drzwiczek to 470x600x420 mm, a wysokość użytkowa szafki wynosi 2x190 mm.

Stolik zabiegowy dla niemowląt pod wagę z wysuwaną półką jest kompleksowym rozwiązaniem, które spełnia wymagania personelu medycznego i zapewnia bezpieczne i wygodne warunki dla niemowląt podczas zabiegów. Jego solidne wykonanie i praktyczne funkcje sprawiają, że jest idealnym narzędziem w placówkach medycznych, gdzie dbałość o komfort i bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet.

Stolik zabiegowy dla niemowląt pod wagę z wysuwaną półką, cechy:

- na oddziały pediatryczne
- do pielęgnacji niemowląt jak i badań medycznych
- solidny i trwały
- blat stalowy lakierowany proszkowo, otoczony z trzech stron szybkami z pleksi
- zdejmowany, tapicerowany materacyk w kolorze do wyboru
- szafka z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym
- szuflady z systemem cichego domykania
- front z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL
- półka pod wagę z płyty meblowej wyposażona w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu, z systemem cichego domykania
- koła o średnicy 100 mm (białe)
- sprzedawany z 8% VAT

Stolik zabiegowy dla niemowląt pod wagę z wysuwaną półką, cechy: dane techniczne:

- Wymiary: 1000x700x1050 mm
- Wymiary materacyka: 1000x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wysokość do blatu: 900 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej dwóch górnych szuflad: 415x530x110mm
- Wymiary powierzchni użytkowej dolnej szuflady: 415x530x95mm
- Wymiary szafki bez drzwiczek: 470x600x420 mm (szafka wyposażona w półkę; wysokość użytkowa szafki 2x190 mm)
- Wymiary powierzchni użytkowej wysuwanej półki pod wagę: 890x480x250mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary