

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-dla-niemowlat-z-szafka-rn-01-p-1804.html>



Stolik zabiegowy dla niemowląt z szafką RN-01

Cena brutto	5 948,00 zł
Cena netto	5 507,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RN-01
Kod producenta	RN-D(1)-S(4.W)-ABS_-0000

Opis produktu

Stolik do pielęgnacji noworodków charakteryzuje się solidnym i estetycznym wykonaniem. Z powodzeniem może być wykorzystywany zarówno do pielęgnacji niemowląt oraz prostych zabiegów i badań medycznych. Błat stolika jest stalowy i wyposażony w zdejmowany, tapicerowany materacyk, otoczony z czterech stron uchylnymi szybkami z pleksi. W celu zapewnienia pełnej stabilności konstrukcji podstawa stolika została wykonana ze stali z osłoną z tworzywa ABS. Dodatkowo stoliczek został wyposażony w układ jezdnny w postaci czterech kółek (dwa posiadają hamulce), szufladę na wagę oraz szafkę z trzema szufladami. Stolik jest stosowany w szpitalach i przychodniach lekarskich.

Stolik zabiegowy dla niemowląt z szafką, cechy:

- stosowany do badań i pielęgnacji noworodków
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- funkcjonalna szafka z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym
- wygodne szuflady z systemem cichego domykania
- tapicerowany, zdejmowany materacyk
- blat stalowy lakierowany proszkowo, otoczony z czterech stron szybkami z pleksi
- front z płyty MDF lakierowany na kolor wg palety RAL
- podstawa ze stali (lakierowanej proszkowo na kolor biały) w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
- koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (białe), w tym dwa z blokadą

Stolik zabiegowy dla niemowląt z szafką, parametry techniczne:

- Wymiary: 550x700x900 mm
- Wymiary materacyka: 550x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary