

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 04:34

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-badan-noworodka-p-1805.html>

Stolik do badań noworodka



Cena brutto	4 992,00 zł
Cena netto	4 622,22 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-RN-02
Kod producenta	RN-S(1)D-P(ABS_-)0000

Opis produktu

Stolik do badań noworodka charakteryzuje się solidnym i estetycznym wykonaniem. Z powodzeniem może być wykorzystywany zarówno do pielęgnacji niemowląt oraz prostych zabiegów i badań medycznych. Błat stolika jest stalowy i wyposażony w zdejmowany, tapicerowany materacyk, otoczony z czterech stron uchylnymi szybkami z pleksi. W celu zapewnienia pełnej stabilności konstrukcji podstawa stolika została wykonana ze stali z osłoną z tworzywa ABS. Dodatkowo stoliczek został wyposażony w układ jezdy w postaci czterech kółek (dwa posiadają hamulce), szufladę na wagę oraz jednodrzwiową szafkę. Stolik jest stosowany w szpitalach i przychodniach lekarskich.

Stolik do badań noworodka, cechy produktu:

- stosowany do badań i pielęgnacji noworodków
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- funkcjonalna szafka z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym
- wygodna szuflada na wagę z systemem cichego domykania
- blat stalowy lakierowany proszkowo, otoczony z czterech stron szybkami z pleksi
- zdejmowany, tapicerowany materacyk
- koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (białe), w tym dwa z blokadą
- front z płyty MDF lakierowany na kolor wg palety RAL
- podstawa ze stali (lakierowanej proszkowo na kolor biały) w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym

Stolik do badań noworodka, parametry techniczne:

- Wymiary: 550x700x900 mm
- Wymiary materacyka: 550x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor frontu TMBY: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary