

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-neonatologiczny-p-1455.html>

Stolik neonatologiczny



Cena brutto	3 283,00 zł
Cena netto	3 039,81 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM-02
Kod producenta	SPTM-01-D-0000-T

Opis produktu

Stolik neonatologiczny to solidnie wykonany i funkcjonalny produkt, idealny dla oddziałów neonatologicznych oraz pediatrycznych. Stelaż stolika został wykonany z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało, co zapewnia jego trwałość i odporność na uszkodzenia. Podstawa stolika została wykonana z lakierowanej proszkowo stali, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą, co umożliwia łatwe i bezpieczne przemieszczanie stolika w dowolne miejsce na oddziale.

Błat stolika został tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70mm, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodę dla pacjentów. Szafka z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym, posiada front z płyty meblowej laminowanej, którego kolor można wybrać wg palety płyt meblowych wzornik. Szafka ta zapewnia dodatkową przestrzeń na potrzebne akcesoria medyczne.

Stolik neonatologiczny został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, trwałości oraz funkcjonalności. Wymiary stolika wynoszą: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita stolika 970 mm. Powierzchnia użytkowa blatu wynosi 800x650 mm. Produkt jest dostępny w różnych kolorach, co pozwala na dopasowanie go do indywidualnych potrzeb klienta.

Stolik neonatologiczny, cechy:

- solidna i funkcjonalna konstrukcja
- stelaż wykonany z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia
- podstawa z lakierowanej proszkowo stali, wyposażona w koła z blokadą, umożliwia łatwe i bezpieczne przemieszczanie stolika
- blat tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70mm, zapewniającym bezpieczeństwo i wygodę dla pacjentów
- szafka z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym, z frontem z płyty meblowej laminowanej, którego kolor można wybrać wg palety płyt meblowych wzornik, zapewnia dodatkową przestrzeń na akcesoria medyczne

-
- bezpieczeństwo, trwałość oraz funkcjonalność zostały uwzględnione w projektowaniu stolika neonatologicznego
 - wymiary stolika: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita stolika 970 mm
 - powierzchnia użytkowa blatu wynosi 800x650 mm
 - dostępność w różnych kolorach, co pozwala na dopasowanie go do indywidualnych potrzeb klienta

Stolik neonatologiczny, parametry techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)