

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-do-gabinetow-laryngologicznych-p-2522.html>



Stolik zabiegowy do gabinetów laryngologicznych

Cena brutto	3 500,00 zł
Cena netto	3 240,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-03
Kod producenta	STKO-03-3P-110-ST-000 0-K8.3

Opis produktu

Stolik zabiegowy STKO jest wykorzystywany **w salach operacyjnych, laboratoriach i gabinetach zabiegowych, na SOR, a także w gabinetach pediatrycznych, czy laryngologicznych.** Służy do transportu na niewielkie odległości lekarstw, narzędzi i przyrządów medycznych oraz materiałów sterylnych.

Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo na kolor wg palety RAL,

z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji.

Stelaż został wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (białe), w tym dwa z blokadą.

Blat lakierowany proszkowo, z pogłębieniem.

Wyposażenie:

- 3xblat 1100x500mm
- 2xszyna instrumentalna

Cechy produktu:

- **do sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych, pediatrycznych, laryngologicznych**
- **stalowy stelaż, lakierowany proszkowo wg palety RAL**
- **blat lakierowany proszkowo z pogłębieniem**
- szyny instrumentalne
- wyposażony w koła w tym 2 z blokadą

Dane techniczne:

- wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1220x550x900 mm
- wymiary blatu: 1100x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej blatu: 1050x450 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035