

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-zabiegowy-do-gabinetu-laryngologicznego-p-2521.html>



Stolik zabiegowy do gabinetu laryngologicznego

Cena brutto	3 250,00 zł
Cena netto	3 009,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-2P-110-ST-000 0-K8.3-W

Opis produktu

Stolik Zabiegowy Laryngologiczny

Zaprojektowany z myślą o precyzji, wygodzie i higienie, Stolik Zabiegowy Laryngologiczny jest niezbędnym wyposażeniem gabinetu laryngologicznego.

Funkcjonalność:

- Posiada dwie solidne półki o wymiarach 1100x500mm, zapewniające wystarczającą przestrzeń na niezbędne narzędzia i sprzęt.
- Wyposażony w praktyczny kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, zachowujący czystość i porządek w pomieszczeniu.
- Miska ze stali nierdzewnej o średnicy 220 mm i pojemności 2,5l, łatwa do utrzymania w czystości, ułatwiająca segregację i manipulację płynami.
- Stelaż wykonany z wytrzymałego stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, zapewniający stabilność i trwałość konstrukcji.
- Mobilne koła o średnicy 100 mm z blokadą, umożliwiające łatwe przemieszczanie stolika oraz stabilność podczas zabiegów.

Wykonanie:

- Półka stalowa lakierowana proszkowo na biało, z dodatkowym pogłębieniem dla większej funkcjonalności.
- Uchwyt na miskę wykonany ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, gwarantujący odporność na korozję i łatwe utrzymanie czystości.
- Elementy dekoracyjne stelaża lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL wzornik, pozwalając na dostosowanie do preferencji estetycznych.

Wymiary:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1220x550x900 mm.
- Wymiary półki: 1100x500 mm.
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 1050x450 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Stolik Zabiegowy Laryngologiczny to nie tylko produkt, ale również gwarancja profesjonalizmu, funkcjonalności i komfortu w codziennej praktyce medycznej. Dzięki jego solidnemu wykonaniu i zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, stanowi niezawodne wsparcie dla specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem schorzeń laryngologicznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035